

# BellaTek® IOS avec la Caméra 3M™ True Definition Scanner Protocole clinique




## Implantologue

**(Merci de vérifier que toutes ces informations ont été transmises au praticien.)**

1. Sélectionner un pilier de cicatrisation BellaTek® Encode® ayant un diamètre de plate-forme prothétique, un profil d'émergence (EP®) et une hauteur de col appropriés.

**REMARQUE :** Utiliser un ou des grand(s) pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode. La hauteur du col du pilier, sans la partie occlusale en forme de dôme, doit dépasser de 2 mm au-dessus du tissu mou (1 mm au minimum) sur tous les côtés pour que les empreintes soient réussies. Utiliser un ou des pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode large(s) afin de garantir que le ou les piliers définitifs se mettent facilement en place sans trop blanchir les tissus mous.



2. Positionner le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode. S'assurer que le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode est/sont totalement mis en place sur l'implant à l'aide d'une radiographie. Les piliers de cicatrisation BellaTek Encode sont composés de deux pièces. Le corps du pilier de cicatrisation s'engage dans l'hexagone interne de l'implant. Il peut être nécessaire de retoucher l'ostéotomie pour mettre en place complètement le pilier de cicatrisation.
3. La vis pour pilier de cicatrisation BellaTek Encode doit être serrée à 20 Ncm avec le tournevis gros hexagone.
4. Suturer le tissu autour du ou des pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode et attendre que le tissu cicatrise totalement.



## Praticien réalisant les enregistrements

1. Après la maturation des tissus, le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode est/sont prêt(s) pour l'empreinte numérique. S'assurer que le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode est/sont totalement mis en place sur l'implant à l'aide d'une radiographie. La hauteur du col du pilier, sans la partie occlusale en forme de dôme, doit dépasser de 2 mm au-dessus du tissu mou (1 mm au minimum) en circonférence. Serrer à la main le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode avant de prendre une empreinte intra-orale numérique.

### 2. Préparation préalable au scan

- Lors de la saisie des informations de la fiche patient, n'utiliser que ses initiales afin de conserver la confidentialité des données. **BIOMET 3i™** n'acceptera pas le nom complet des patients.
- Réaliser régulièrement un contrôle de maintenance.
- S'il s'agit du premier enregistrement numérique d'un pilier de cicatrisation BellaTek Encode, synchroniser les laboratoires en sélectionnant Home>Management>Lab>Sync All (Accueil>Gestion>Lab>Sync Tout).
- **Utiliser une quantité appropriée de poudre.** Il est **essentiel** d'avoir une quantité de poudre légère et suffisante pour l'enregistrement des données. La surface réfléchissante du pilier de cicatrisation BellaTek Encode est **distale et les zones mésiales** doivent être couvertes afin que le scan puisse être complet. Il faut éviter toute réflexion des LEDS sur la surface en métal.
- Vérifier que les codes sur la surface et la tête de vis ne sont pas obscurcis.

**Conseil :** L'enregistrement doit être facile. En cas de difficultés, essayer d'ajouter davantage de poudre et de poursuivre l'enregistrement.



# BellaTek® IOS avec la Caméra 3M™

## True Definition Scanner

### Protocole clinique (suite)

#### 3. Procédure d'enregistrement

- Lancer le scan sur la zone occlusale de la dent adjacente à côté du pilier de cicatrisation BellaTek® Encode® et poursuivre l'enregistrement du pilier de cicatrisation et des parois en contact avec la dent adjacente, en s'assurant de saisir toutes les données du scan.
- Examiner le scann afin de s'assurer que l'on a obtenu un pilier de cicatrisation BellaTek Encode totalement visibles et les zones de contact.
- Scanner le reste du quadrant/de l'arcade implantée, l'arcade antagoniste et l'enregistrement de l'occlusion. Examiner et approuver chacun d'entre eux à l'aide d'une coche ou sélectionner la croix (X) pour recommencer.

#### 4. Saisir la fiche de laboratoire

- Sélectionner l'**onglet Rx** sur l'écran du scanner afin d'afficher l'écran Prescription.
- Demander une date de pose.
- Sélectionner le **Laboratoire de restauration** (Restorative Lab) à utiliser.
- Sélectionner le chirurgien dentiste soumettant le scan.
- Appuyer sur l'écran pour sélectionner la restauration.
- Sélectionner **BIOMET 3i Implant Abutment** (Pilier) pour le type de restauration, puis sélectionner le numéro de dent.

**REMARQUE :** Si AUCUN pilier BIOMET 3i n'est sélectionné, le cas ne sera pas traité en tant qu'implant.

#### 5. Définir les paramètres de conception des piliers

- Appuyer sur la ligne **00 BIOMET 3i Facility** (Unité 00 BIOMET 3i) et sélectionner l'unité de fabrication BIOMET 3i appropriée en Europe.
- Compléter les lignes 01 à 12 pour configurer les paramètres de conception et le matériau souhaité pour le pilier. Si aucun paramètre de conception n'est sélectionné, BIOMET 3i utilisera les paramètres par défaut habituels.
- La ligne 13 **Design File Check and Approval** (Contrôle et approbation du fichier CAO) permet de demander l'approbation de la conception du pilier de la part du **praticien, du laboratoire ou aucune approbation** avant le fraisage.

#### 6. Concevoir la restauration

- Afin de spécifier les paramètres de restauration pour le laboratoire, sélectionner Add Restoration (Ajouter restauration).
- Suivre les instructions à l'écran et passer en revue les informations.

#### 7. Compléter la fiche de laboratoire

- Appuyer sur le bouton **Sign** (Signature) pour afficher l'écran Rx Digital Signature (Signature numérique Rx).
- Saisir son code PIN pour compléter la fiche.

#### 8. Envoyer le cas par voie électronique à BIOMET 3i en vue de la conception et du fraisage du ou des pilier(s) définitif(s).

#### 9. Le ou les pilier(s) définitif(s) sera/seront envoyé(s) au laboratoire de restauration. L'unité de production de modèles SLA enverra le modèle d'étude au laboratoire.

**REMARQUE IMPORTANTE : De légères variations au cours de la fabrication des modèles de prototypes rapides (fraisés ou imprimés) et des piliers BellaTek fraisés peuvent entraîner une restauration se mettant en place différemment sur le pilier et le modèle. Le laboratoire doit procéder à une vérification du pilier avant de poser ce dernier, du modèle et de la restauration. BIOMET 3i recommande de respecter un espace de ciment de 50 microns pour tous les cas de système de prise d'empreinte BellaTek Encode utilisant un scanner intra-oral. Ce processus est indiqué pour les unitaires.**

Pas disponible dans tous les pays. Veuillez consulter votre conseiller local BIOMET 3i pour plus de renseignements.



BIOMET 3i France  
7/9 rue Paul Vaillant Couturier  
92300 Levallois Perret  
France  
Téléphone : +33-(0)1-41-05-43-43  
Télécopie : +33-(0)1 41-05-43-40  
www.biomet3i.com



BIOMET 3i Dental Ibérica S.L.  
EMEA Headquarters  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) Spain  
Phone: +34-93-470-55-00  
Fax: +34-93-371-78-49  
www.biomet3i.com

BellaTek, BellaTek design, Encode and EP ont des marques déposées de BIOMET 3i LLC. Providing Solutions – One Patient At A Time est une marque de BIOMET 3i LLC. 3M est une marque de 3M or 3M Deutschland GmbH. ©2016 BIOMET 3i LLC.

Toutes les marques citées ici sont la propriété de BIOMET 3i LLC, sauf mention contraire. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et NE doit PAS être distribué aux patients. Ce document ne doit pas être redistribué, dupliqué ou divulgué sans l'autorisation écrite expresse de BIOMET 3i. Pour de plus amples renseignements sur les produits, y compris les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les effets indésirables possibles, visiter le nouveau site Web de BIOMET 3i.



INST1161F  
REV B 02/16