

CopiOs Extend® Membran

Synergie von Raum und Zeit

Raum schaffen und halten

- Stützfähige Membran, die das Augmentat sicher im geschaffenen Raum hält.

Verlängertes Resorptionsprofil

- Hält 6-9 Monate,¹ ermöglicht eine Implantatinsertion und bietet gleichzeitig viel Zeit für die Regeneration.

Wirksam, selbst bei fehlendem primären Wundverschluss

- Keine Anzeichen einer Entzündung oder Infektion in Fällen, in denen kein primärer Verschluss erreicht wurde.^{2,3}



Lange haltbar, Resorbierbare Kollagenmembran

Funktionsfähig, wenn kein primärer Verschluss erreicht wurde

Klinische Erfahrungen zeigen, dass bei Verwendung der CopiOsExtend Membran selbst im Falle eines fehlenden primären Wundverschlusses keine Anzeichen einer Entzündung oder Infektion vorliegen. Die freiliegende Region wird innerhalb von wenigen Wochen durch Weichgewebe abgedeckt und heilt, während die Membran ihre Barrierefunktion behält.^{2,3}



Indikationen

Die CopiOs Extend Membran dient als resorbierbares Material zur Verwendung in oralchirurgischen Verfahrenen:

- Augmentation rund um sofort und verzögert in Extraktionsalveolen gesetzte Implantate
- Lokalisierte Kieferkammaugmentation für spätere Implantation
- Alveolarkammrekonstruktion für prothetische Behandlung
- Füllung von Knochendefekten
- Gesteuerte Knochenregeneration bei Dehizenszdefekten
- Verfahren zur gesteuerten Geweberegeneration bei parodontalen Defekten

Sehen Sie sich das genauer an



Abbildung A Klinisches Bild, das den ausgedehnten Knochenabbau an der palatinalen Fläche zeigt, die über den Apex hinaus reicht.



Abbildung B CopiOs Extend Membran wurde über das Transplantat gelegt und unter dem Lappen angeheftet.



Abbildung C Lappen über der Membran vernäht.



Abbildung D Zwei Monate postoperativ.

Klinische Fotos ©2013 Dr. El Chaar†
Alle Rechte vorbehalten. Die Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen.

Bestellinformationen:

Katalognummer	Beschreibung
0190Z	CopiOs Extend Membran, 15 x 20 mm
0191Z	CopiOs Extend Membran, 20 x 30 mm
0192Z	CopiOs Extend Membran, 30 x 40 mm

1 Daten bei Collagen Matrix, Inc.

2 Klinische Fälle bei Zimmer Dental, Inc.

3 Klinische Fälle bei Collagen Matrix, Inc.

† Dr. El Chaar steht aufgrund von Referententätigkeit bzw. Beratertätigkeit oder anderen Leistungen in einem Vertragsverhältnis zu Zimmer Biomet Dental.

Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen Sie www.zimmerbiometdental.de

Zimmer Biomet Dental
Unternehmenshauptszitz
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Niederlassung Österreich
Großmarktstraße 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Schweiz
Telefon: +41 (0)800 24 66 38
Fax: +41 (0)800 24 66 39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einem oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental (und im Falle des Vertriebs und Marketings, seinen autorisierten Handelspartnern) vertrieben und vermarktet. CopiOs Extend Membran wird hergestellt von Collagen Matrix, Inc. (CMI). Collagen Matrix, Inc. ist keine Tochtergesellschaft von Zimmer Biomet Holdings, Inc. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen wurden nur für Zahnärzte erstellt und stellen keinen medizinischen Rat oder medizinische Empfehlungen dar. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0021DE REV B 04/18 ©2018 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

