

Tampão, Fita e Penso  
de Colagénio: Zimmer®  
Collagen Plug,  
Tape e Patch

# Protege. Trata. Repara.



## PENSOS ABSORVÍVEIS

### 1 Protege o leito da ferida

Aderem e protegem lesões e feridas orais

### 2 Auxilia na cicatrização das feridas

A matriz porosa e absorvível dá suporte aos novos tecidos frágeis

### 3 Altamente poroso, Altamente absorvente

O tampão de colagénio Zimmer suporta até 30x o próprio peso em fluido

É reabsorvido em menos de 30 dias

Mais de 90% de poros abertos

### 4 Versatilidade para uma utilização diária

Estão disponíveis em três formatos convenientes para feridas orais comuns e procedimentos dentários



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.™

# MATRIZES DE COLAGÉNIO ABSORVÍVEIS

## EM TRÊS FORMATOS CONVENIENTES

### Zimmer Collagen Plug



10 mm x 20 mm  
Cat. N.º 0102Z

### Zimmer Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm de espessura  
Cat. N.º 0100Z

### Zimmer Collagen Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm de espessura  
Cat. N.º 0101Z

## PROTEÇÃO VERSÁTIL PARA FERIDAS

- Concebida para absorver num curto espaço de tempo
- Indicada para a gestão e tratamento de lesões e feridas orais
  - Feridas causadas por próteses
  - Úlceras orais (não infetadas ou virais)
  - Feridas cirúrgicas periodontais
  - Locais suturados
  - Queimaduras
  - Locais de extração
  - Feridas cirúrgicas
  - Feridas traumáticas



1  
Extração dentária  
atraumática.

2  
Tampão de colagénio  
Zimmer modificado  
colocado para proteger  
o local do enxerto.

3  
Local suturado.

4  
Tecidos moles com pânticos  
ovais durante a cicatrização.

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite [zimmerbiometdental.com](http://zimmerbiometdental.com)

Zimmer Biomet Dental  
Sede Mundial  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Telefone: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat  
Teléfono: + 34-93-470-59-50  
Fax: +34 93-372-11-25  
Atención al cliente: 800 827 836

Todas as referências à Zimmer Biomet Dental aqui contidas referem-se às subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados, distribuídos e comercializados pela Zimmer Biomet Dental (e, no caso da distribuição e da comercialização, pelos seus parceiros comerciais autorizados). O tampão, fita e penso de colagénio Zimmer são fabricados pela Collagen Matrix, Inc. e distribuídos pela Biomet 3i, LLC. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto/instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet.  
ZB0030PT REV A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

