

Kit d'instruments d'extraction de vis cassées

Systèmes Certain® et d'implant à hexagone externe



La solution pour un événement rare

1 Retirer et récupérer

Une solution prothétique conçue pour extraire les vis de pilier cassées dans le cas improbable d'une fracture de vis.

2 Précision du design

Augmentez vos chances de récupérer la vis fracturée avec des outils conçus et fabriqués spécialement pour les systèmes Certain et d'implant à hexagone externe.

3 Commodité

Chaque kit contient toutes les pièces nécessaires pour faciliter le retrait de la vis ; les outils peuvent aussi être achetés séparément.

Poignée de guide de foret

Permet d'aligner l'outil d'extraction sur la vis cassée à l'intérieur de l'implant



Outil d'extraction de vis

Permet de saisir et d'extraire la vis cassée



Vis de laboratoire/tige guide

Permet de vérifier les pas de vis internes de l'implant



Outil de démontage manuel

Permet de dévisser la vis cassée des pas de vis internes des implants Certain et à hexagone externe.



Renseignements concernant la commande

ISRT10N - Kit de composants Certain

ISRT05N	ISRT06N	USRT07	IWSU30
Poignée de guide de foret Certain	Outil d'extraction de vis Certain	Outil de démontage manuel	Vis de laboratoire/tige guide à hexagone externe

SRT10N - Kit de composants à hexagone externe

SRT05N	SRT06N	USRT07	WSU30
Poignée de guide de foret à hexagone externe	Outil d'extraction de vis à hexagone externe	Outil de démontage manuel	Vis de laboratoire/tige guide à hexagone externe

Veuillez vous référer au document ZBINST0021 pour prendre connaissance des directives recommandées et de la notice du produit.

Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
Batiment Quebec
19 Rue d'Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel: +33-1-45-12-35-35
Fax: +33 1-45-60-04-88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d'emploi. L'agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médical. Il est interdit de le transmettre à d'autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l'autorisation expresse par écrit de Zimmer Biomet Dental.
ZB0617FR RÉV. C 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

