



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.™

Soluciones de laboratorio *BellaTek*®

Optimization By Design®



Soluciones de odontología digital

Optimización empresarial con las soluciones de odontología digital BellaTek®

Optimice las soluciones que ofrece a sus clientes con las soluciones de odontología digital de alta calidad BellaTek. Zimmer Biomet Dental ofrece a su laboratorio una amplia gama de opciones para restauraciones estéticas, con un experto equipo de asistencia al cliente que le ayudará a alcanzar sus objetivos empresariales.



Resultados estéticos

Los flujos de trabajo totalmente digitales y los productos diseñados en laboratorio son específicos para cada paciente, lo que permite un mayor control de las restauraciones y unos mejores resultados estéticos y funcionales en comparación con los procedimientos tradicionales.



Opciones de planificación del tratamiento personalizadas

Deje que Zimmer Biomet Dental le ayude a ofrecer a sus clientes resultados estéticos de alta calidad con pilares y barras BellaTek, específicos para cada paciente.

Eficiencia

El equipo de Zimmer Biomet Dental contribuye a aumentar la eficiencia de su negocio gracias a la asistencia excepcional prestada por sus equipos de ventas, de atención al cliente y de asistencia técnica, que ofrecen un servicio y una asistencia sin parangón en el sector para mejorar las opciones de restauración disponibles para los odontólogos.



Soluciones de productos personalizados que ofrecen resultados estéticos para los pacientes

Un proceso simplificado, único y patentado, que ha sido diseñado para permitir nuevos flujos de trabajo a los laboratorios. El resultado es un pilar definitivo de alta calidad estética BellaTek, diseñado específicamente para cada paciente.

- No es necesario crear un modelo, por lo que se reduce el número de pasos del proceso de tratamiento en comparación con los procedimientos tradicionales.



Tornillo Gold-Tite®

Una conexión pilar-implante estable y firme diseñada para minimizar los micromovimientos del pilar y que reduce el potencial de microfiltraciones.

- El uso de un tornillo Gold-Tite Certain® aumenta la fuerza de precarga pilar-implante en los implantes con conexión Certain en un 113% más que cuando se usa un tornillo sin recubrimiento.^{1*}
- La lubricación de la superficie patentada Gold-Tite permite un mayor giro del tornillo, lo que aumenta la fuerza de precarga y maximiza la estabilidad del pilar.^{1*}

¹ Suttin Z†, Towse R†. Effect of abutment screw design in implant system seal performance. Presentado en el 20.º Congreso científico anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2012; Copenhague, Dinamarca. <http://iird.com/PDF/P450-Suttin.pdf>.

* Los estudios preclínicos pueden no ser indicativos de resultados clínicos.

† Los autores realizaron esta investigación mientras eran empleados de Biomet 3i, LLC.



Barras y estructuras BellaTek



Supere las técnicas de colado tradicionales^{2,3} al proporcionar precisión CAD/CAM junto con técnicas de fresado que ofrecen barras sólidas en una sola pieza para sobredentaduras, puentes sobre implantes y prótesis híbridas. El resultado es una prótesis resistente, precisa y bella. Las barras BellaTek son estructuras duraderas ofreciendo ajuste pasivo para las aplicaciones en las que se necesite una estructura.

Pilares definitivos BellaTek

Los técnicos dentales del centro de fresado de Zimmer Biomet se esfuerzan por diseñar un pilar estético, anatómico y específico para cada paciente, que tenga la altura de cuello adecuada y unos contornos de emergencia naturales, todo ello teniendo en cuenta la arquitectura gingival y la dentición circundantes.



Pilares BellaTek diseñados en laboratorio

El pilar diseñado en laboratorio es una solución que proporciona a los laboratorios dentales un mayor control sobre el diseño de los pilares, así como la calidad que se espera de Zimmer Biomet Dental. Además, se reducen los costes de envío y los tiempos de respuesta en comparación con los procedimientos tradicionales.

² Kapos T, Evans C. CAD/CAM technology for implant abutments, crowns, and superstructures. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2014;29(Suppl):117-136.

³ Holst S, Fenner M, Geiselhiiringer H. Individual solutions for individual patients. *European J Dent Implantologists* 2009;5:54-59.



Eficacia empresarial gracias a la optimización de los flujos de trabajo y los resultados estéticos

El nuevo portal de BellaTek ha sido diseñado para mejorar la eficacia y la comunicación del laboratorio, ya que ofrece una solución intuitiva y fácil de usar para la realización de los pedidos de productos y su seguimiento.



En comparación con los procedimientos tradicionales, el sistema de impresión patentado BellaTek Encode® ofrece una oportunidad única para potenciar la marca y simplificar los procesos.



Los pilares y barras BellaTek, de alta calidad estética, se crean en nuestro vanguardista centro de fresado y permiten a los laboratorios llevar a cabo un control completo del diseño de los pilares y ofrecer los productos de mejor calidad del sector, tal y como se espera de Zimmer Biomet Dental. Además, gracias al envío electrónico de archivos, los laboratorios se beneficiarán de unos costes de envío más reducidos y de unos menores tiempos de respuesta.

BellaTek®



Los escáneres 3Shape ofrecen un diseño y unas opciones de fabricación excepcionales. La arquitectura abierta, por su parte, garantiza la compatibilidad con una amplia gama de sistemas, materiales y diseños.



Los pilares BellaTek diseñados en laboratorio están disponibles en titanio y en titanio con un recubrimiento de nitruro en color dorado. Los pilares se someten a un fresado de precisión para satisfacer sus necesidades de diseño personalizadas.



Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite
zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900 800 303

Todas las referencias a Zimmer Biomet Dental incluidas en el presente documento se refieren a las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Salvo que se indique lo contrario, tal y como se menciona en este documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet y todos los productos son fabricados, distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y la comercialización, por sus socios comercializadores autorizados). Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto/las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet. ZB0028ES REV A 10/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

