

Tabella di utilizzo delle frese Driva™ serie Gold

TM, TSV® ed Eztetic®

Utilizzare un marcatore per lavagne per monitorare il numero totale di preparazioni all'osteotomia eseguite con ciascuna fresa. Si consiglia di sostituire le frese riutilizzabili dopo 15 utilizzi. *Le frese monouso devono essere smaltite dopo ogni procedura.



	0201G	TSV23G	EZT24G	EZT28D24G	TSV28G	TSV34D28G	TSV34G	TSV38D34G	TSV38G	TSV44D38G	TSV51G	TSV57D51G	TSV23SG	TSV28SG	TSV34D28SG	TSV34SG	TSV38D34SG	TSV38SG	TSV44D38SG	TSV51SG	TSV57D51SG					
	Fresa pilota conica Ø2,1/1,6 mm, 8 mm - 11,5 mm L	Fresa Ø2,3 mm, 22 mmL	Fresa Ø2,4 mm, 22 mmL	Ø2,8/2,4 mm Fresa scalinata, 22 mmL	Fresa Ø2,8 mm, 22 mm L	Ø3,4/2,8 mm Fresa scalinata, 22 mmL	Fresa Ø3,8 mm, 22 mmL	Ø3,8/3,4 mm Fresa scalinata, 22 mm L	Fresa Ø3,8 mm, 22 mmL	Ø4,4/3,8 mm Fresa scalinata, 22 mmL	Fresa Ø5,1 mm, 22 mmL	Ø5,7/5,1 mm Fresa scalinata, 22 mm L	Fresa Ø2,3 mm, 16 mmL	Fresa Ø2,8 mm, 16 mmL	Ø3,4/2,8 mm Fresa scalinata, 16 mmL	Fresa Ø3,4 mm, 16 mmL	Ø3,8/3,4 mm Fresa scalinata, 16 mmL	Fresa Ø3,8 mm, 16 mmL	Ø4,4/3,8 mm Fresa scalinata, 16 mmL	Ø5,1 mm Fresa, 16 mmL	Ø5,7/5,1 mm Fresa scalinata, 16 mmL					
Sequenza di fresatura																										
Tempo mancante alla sostituzione con nuove frese	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*Le frese monouso devono essere smaltite dopo ogni procedura. Questa tabella deve essere utilizzata esclusivamente come guida di riferimento. Il numero di usi per fresa varia in base a una serie di fattori che comprendono la densità ossea incontrata e la corretta manipolazione e pulizia. Per informazioni complete sulla pulizia e la sterilizzazione, consultare le istruzioni per l'uso dei kit e strumenti Biomet 3i (P-ZBDINSTRP) disponibili all'indirizzo ifu.biomet3i.com.

NOTA: gli strumenti chirurgici sono suscettibili a danni per una serie di motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: uso prolungato, uso scorretto, manipolazione impropria o scorretta, pulizia inadeguata, ecc. È necessario prestare attenzione per evitare di compromettere le prestazioni dello strumento.

Per informazioni: +39-0438-37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700 • Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D, 31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681 • Fax: +39-0438-553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB1097IT REV A 05/20 ©2020 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

