

# Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie



## 1 Praktische Aufteilung

Das Wash Tray verfügt über zwei herausnehmbare Fächer für wiederverwendbare Instrumente. Eines der beiden Fächer verfügt über Gummieinsätze, in denen Bohrer und Instrumente mit Verriegelungsendstück befestigt werden können. Das andere Fach ist für andere Instrumente geeignet.

## 2 Kompatibilität

Dank der durchlässigen Edelstahlkonstruktion werden Reinigungsmittel und Wasser während des Reinigungs- und Spülverfahrens in automatischen Reinigungsgeräten und Thermodesinfektionsgeräten durch das Wash Tray gespült.

## 3 Universelle Anwendung

Es können Instrumente für eine Vielzahl von Implantatsystemen von Zimmer Biomet Dental im Wash Tray platziert werden.

# Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie

Das Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie besteht aus einer Edelstahlkonstruktion, in der kleine, wiederverwendbare Instrumente bei automatisierten Reinigungsverfahren und Desinfektionsverfahren in einem Thermodesinfektionsgerät platziert werden können.

## PRAKTISCHE AUFTEILUNG

- Das Wash Tray besteht aus zwei herausnehmbaren Fächern.
- Im Instrumentenfach mit den Gummieinsätzen können bis zu 50 Instrumente mit Verriegelungsschaft gemäß ISO-Standard platziert werden.
- Das Instrumentenfach mit einer Abdeckung ist für Instrumente ohne Verriegelung geeignet.



## KOMPATIBILITÄT

- Die Edelstahlkonstruktion kann mit enzymatischen und alkalischen Lösungen in automatischen Reinigungsgeräten/Thermodesinfektionsgeräten verwendet werden.
- Reinigungsmittel und Wasser gelangen dank der durchlässigen Konstruktion während des Reinigungs- und Spülverfahrens in das Wash Tray.



## UNIVERSELLE ANWENDUNG

- Im Wash Tray können implantologisch genutzte Instrumente für eine Vielzahl von Implantatsystemen von Zimmer Biomet Dental bei automatisierten Reinigungsverfahren platziert werden.



## BESTELLINFORMATIONEN:

Artikelnummer	Beschreibung
ZBDWT01	Wash Tray für die zahnärztliche Chirurgie

**Kontaktieren Sie uns unter [zb.bestellung@zimmerbiomet.com](mailto:zb.bestellung@zimmerbiomet.com) oder besuchen Sie uns unter [www.zimmerbiometdental.com](http://www.zimmerbiometdental.com)**

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Telefon: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH  
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Grossmarktstrasse 7a  
A-1230 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH  
Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet Dental kopiert oder nachgedruckt werden. ZB0512DE REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

