







De chirurgische kit en componentconstructie voor rechte implantaten










Chirurgische kits voor rechte implantaten

 PSKT01 Startset (basis)	 PSKT35 Premium kit Certain®	 PSKT40 Premium kit	Beschrijving	Artikelnrs.
•	•	•	Kunststof organizer voor chirurgische trays	PTT300I
		•	Kunststof tray-organizer voor PTT300I	PTT100
	•	•	Herbruikbare ACT®-spiraalboor, 2 mm (D) x 10 mm (L)	ACT2010
•	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2 mm (D) x 15 mm (L)	ACT2015
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2 mm (D) x 20 mm (L)	ACT2020
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2,75 mm (D) x 10 mm (L)	ACT2710
•	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2,75 mm (D) x 15 mm (L)	ACT2715
		•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2,75 mm (D) x 20 mm (L)	ACT2720
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3 mm (D) x 10 mm (L)	ACT3010
•	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3 mm (D) x 15 mm (L)	ACT3015
		•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3 mm (D) x 20 mm (L)	ACT3020
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	ACT3210
•	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	ACT3215
		•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,25 mm (D) x 20 mm (L)	ACT3220
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,85 mm (D) x 10 mm (L)	ACT3810
•	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,85 mm (D) x 15 mm (L)	ACT3815
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,85 mm (D) x 20 mm (L)	ACT3820
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	ACT4285
•	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,25 mm (D) x 13 mm (L)	ACT4213
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,25 mm (D) x 18 mm (L)	ACT4218
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,85 mm (D) x 8,5 mm (L)	ACT4885
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,85 mm (D) x 13 mm (L)	ACT4813
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,85 mm (D) x 18 mm (L)	ACT4818
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 5,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	ACT5285
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 5,25 mm (D) x 13 mm (L)	ACT5213
	•	•	Herbruikbare ACT-spiraalboor, 5,25 mm (D) x 18 mm (L)	ACT5218
•	•	•	ACT-boorverlengstuk	ACTDE
	•	•	Verzinkboor, Osseotite XP® 4 mm/5 mm, Prevail® 4/5/4	CD4500
	•	•	Verzinkdiepte-indicator voor CD4500	CDI4500
•	•	•	Verzink-/centreerboor, implantaat 5 mm (D)	CD500
	•	•	Verzinkboor, Osseotite XP 5 mm/6 mm, Prevail 5/6/5	CD5600
	•	•	Verzinkdiepte-indicator voor CD5600	CDI5600
•	•	•	Certain verzinkboor, implantaat 4 mm (D)	ICD100





Chirurgische kits voor rechte implantaten

 PSKT01 Startset (basis)	 PSKT35 Premium kit Certain®	 PSKT40 Premium kit	Beschrijving	Artikelnrs.
•	•	•	Verzinkdiepte-indicator voor ICD100	ICDI100
•		•	Verzinkboor, 4,1 mm	CD100
	•	•	Verzink-/centreeerboor, 6 mm (D)	CD600
•	•	•	Centreeerboor, 2-3 mm (D)	PD100
•	•		Tap voor compact bot voor implantaten, 3,25 mm (D) x 18 mm (L)	MTAP2
	•	•	Tap voor compact bot voor implantaten, 4 mm (D) x 13 mm (L)	TAP413
	•	•	Tap voor compact bot voor implantaten, 5 mm (D) x 13 mm (L)	TAP53S
		•	Tap voor compact bot voor implantaten, 6 mm (D) x 13 mm (L)	TAP63S
	•	•	Osseotite 2 tap voor compact bot, 5 mm (D) x 7-13 mm (L)	XTAP53S
		•	Osseotite 2 tap voor compact bot, 6 mm (D) x 7-13 mm (L)	XTAP63S
	•	•	Certain-implantaatindraitip (kort), 3,4 mm (D)	IMPPTS
•	•	•	Certain-implantaatindraitip (lang), 3,4 mm (D)	IMPPTL
•	•	•	Certain-implantaatindraitip voor implantaatplaatsing (kort), 4,1, 5, 6 mm (D)	IIPPTS
•	•	•	Certain-implantaatindraitip voor implantaatplaatsing (lang), 4,1, 5, 6 mm (D)	IIPPTL
•	•	•	Universele Certain-ratelverlengingsschroevendraaier (kort), 6 mm (L)	IRE100U
•	•	•	Universele Certain-ratelverlengingsschroevendraaier (lang), 15 mm (L)	IRE200U
•		•	Smalle kleine hexhandschroevendraaier, 17 mm (L)	PHD00N
•	•	•	Smalle grote hexhandschroevendraaier, 17 mm (L)	PHD02N
•	•	•	Smalle grote hexschroevendraaier, tip 24 mm (L)	RASH3N
	•	•	Vervangende O-ringen voor schroevendraaiertip (10 stuks)	IRORDR
•	•	•	Handstukaansluiting	MDR10
•		•	Steeksleutel	CW100
•	•	•	Ratelsleutel	WR150
•		•	(Kort) ratelverlengstuk, 6 mm (L)	RE100
•	•	•	(Lang) ratelverlengstuk, 15 mm (L)	RE200
•	•	•	Implantaatdieptemeter, 20 mm (L)	DP020
•		•	Implantaatbevestiging, 3,4 mm (D) x 15 mm (L)	MMC15
•	•	•	Richtingindicator, 2 mm (D) x 10 mm (L) 3 stuks	DI100
•	•	•	Roestvrijstalen ronde boor, 2 mm (D)	RD100





Beschrijvingen van pictogrammen:

De volgende pictogrammen worden gebruikt om het verbindingstype van het implantaatsysteem aan te geven:  Intern  Extern

Chirurgische kits voor parallelle wanden

 PSKT10 Startset (basis)	 PSKT20 Standaardset	 PSKT30 Premium kit	 PSKT30U Opwaardeerkit	Beschrijving	Artikelnrs.
			•	Plastic inzetstuk voor tray	PTT300UI
•	•	•		Kunststof organizer voor chirurgische trays	PTT300I
	•	•		Plastic organizertray voor PTT300I	PTT100
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2 mm (D) x 10 mm (L)	ACT2010
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2 mm (D) x 15 mm (L)	ACT2015
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2 mm (D) x 20 mm (L)	ACT2020
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2,75 mm (D) x 10 mm (L)	ACT2710
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2,75 mm (D) x 15 mm (L)	ACT2715
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 2,75 mm (D) x 20 mm (L)	ACT2720
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3 mm (D) x 10 mm (L)	ACT3010
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3 mm (D) x 15 mm (L)	ACT3015
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3 mm (D) x 20 mm (L)	ACT3020
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	ACT3210
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	ACT3215
	•	•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 3,25 mm (D) x 20 mm (L)	ACT3220
		•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	ACT4285
		•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,25 mm (D) x 13 mm (L)	ACT4213
		•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 4,25 mm (D) x 18 mm (L)	ACT4218
		•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 5,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	ACT5285
		•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 5,25 mm (D) x 13 mm (L)	ACT5213
		•		Herbruikbare ACT-spiraalboor, 5,25 mm (D) x 18 mm (L)	ACT5218
	•	•		ACT-booverlengstuk	ACTDE
	•	•		Centreerboor, 2-3 mm (D)	PD100
	•	•		Verzinkboor, 4,1 mm	CD100
			•	Certain verzinkboor, implantaat 4 mm (D)	ICD100
		•		Verzinkboor, Osseotite XP 4/5, Prevail 4/5/4	CD4500
		•		Verzink-/centreerboor, implantaat 5 mm (D)	CD500
		•		Verzinkboor, Osseotite XP 5/6, Prevail 5/6/5	CD5600
		•		Verzink-/centreerboor, implantaat 6 mm (D)	CD600
	•	•		Tap voor compact bot voor implantaten, 3,25 mm (D) x 18 mm (L)	MTAP2
	•	•		Tap voor compact bot voor implantaten, 4 mm (D) x 13 mm (L)	TAP413
		•		Tap voor compact bot voor implantaten, 5 mm (D) x 13 mm (L)	TAP53S
		•		Tap voor compact bot voor implantaten, 6 mm (D) x 13 mm (L)	TAP63S
		•		Osseotite 2 tap voor compact bot, 5 mm (D) x 7-13 mm (L)	XTAP53S
		•		Osseotite 2 tap voor compact bot, 6 mm (D) x 7-13 mm (L)	XTAP63S
			•	Certain-implantaatindraaitip (kort), 3,4 mm (D)	IMPPTS
			•	Certain-implantaatindraaitip (lang), 3,4 mm (D)	IMPDTL

Chirurgische kits voor parallelle wanden

				Beschrijving	Artikelnr.
PSKT10 Startset (basis)	PSKT20 Standaardset	PSKT30 Premium kit	PSKT30U Opwaardeerkit		
			•	Certain-implantaatindraaitip voor implantaatplaatsing (kort), 4,1, 5, 6 mm (D)	IIPDTS
			•	Certain-implantaatindraaitip voor implantaatplaatsing (lang), 4,1, 5, 6 mm (D)	IIPDTL
		•	•	Universele Certain-ratelverlengingsschroevendraaier voor implantaten (kort), 6 mm (L)	IRE100U
			•	Universele Certain-ratelverlengingsschroevendraaier voor implantaten (lang), 15 mm (L)	IRE200U
•	•	•		Smalle kleine hexhandschroevendraaier, 17 mm (L)	PHD00N
•	•	•		Smalle grote hexhandschroevendraaier, 17 mm (L)	PHD02N
•	•	•		Smalle grote hexschroevendraaiertip, 24 mm (L)	RASH3N
			•	Vervangende O-ringen voor schroevendraaiertip (10 stuks)	IRORDR
•	•	•		Handstukaansluiting	MDR10
•	•	•		Steeksleutel	CW100
•	•	•		Ratelsleutel	WR150
•	•	•		(Kort) ratelverlengstuk, 6 mm (L)	RE100
•	•	•		(Lang) ratelverlengstuk, 15 mm (L)	RE200
•	•	•		Implantaatdieptemeter, 20 mm (L)	DP020
	•	•		Implantaatbevestiging, 3,4 mm (D) x 15 mm (L)	MMC15
	•	•		Richtingindicator, 2 mm (D) x 10 mm (L) 3 stuks	DI100
	•	•		Roestvrijstalen ronde boor, 2 mm (D)	RD100

Beschrijvingen van pictogrammen:

De volgende pictogrammen worden gebruikt om het verbindingstype van het implantaatsysteem aan te geven:  Intern  Extern

Osseotite 2 tap voor compact bot

Bestelinformatie

Lengte	5,0 mm (D)	6,0 mm (D)
6,5/7,0 (L) - 8,5 mm (L)	XTAP58S	XTAP68S
6,5/7,0 (L) - 13,0 mm (L)	XTAP53S	XTAP63S
6,5/7,0 (L) - 18,0 mm (L)	XTAP518S	XTAP618S

Opmerking: tappen in dicht bot is vereist. Als de plaatsingstorque van 90 Ncm wordt overschreden, kan de indraaipunt of de interne hex van het implantaat vervormen of worden gestript en wordt de chirurgische procedure mogelijk vertraagd.



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.®

Stuur ons een e-mail via 3i.salesbenelux@zimmerbiomet.com of ga naar
zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Belgium N.V.
Is. Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium
Phone: 0800 503 11
Fax: 0800 50 312
3i.salesbenelux@zimmerbiomet.com

Biomet 3i Netherlands B.V.
Toermalijnring 600
3316 LC Dordrecht
Netherlands
Phone: 078 62 92 800
Fax: 078 62 92 801
3i.salesbenelux@zimmerbiomet.com

Alle handelsmerken waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Zimmer Biomet, tenzij anders aangegeven. Alle producten worden vervaardigd door een of meer van de tandheelkundige dochterondernemingen van Zimmer Biomet Holdings, Inc. en worden verkocht en gedistribueerd door Zimmer Biomet Dental en door Zimmer Biomet Dental geautoriseerde marketingpartners. Raadpleeg het etiket en/of de gebruiksaanwijzing van het individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en beschikbaarheid van producten kan gelimiteerd zijn tot bepaalde landen/regio's. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zimmer Biomet Dental. ZBINST979NL REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden.

