

Screw Fixation System

Qualità e affidabilità, tutto in uno



1 Semplice e sicuro

Prelievo della vite semplice e stabile
Connessione affidabile tra cacciavite e vite
Conservazione e sterilizzazione in un durevole tray porta kit

2 Compatto e completo

Tray di conservazione in metallo sterilizzabile in autoclave
Manico per cacciavite in pesante acciaio inox
Sistema Micro diam. 1,5 mm e Mini diam. 2,0 mm

3 Modulo versatile – Assortimento personalizzabile

Viti di fissaggio in lega di titanio con diametri 1,5 mm, 2,0 mm e 2,3 mm
Frese, cacciaviti e viti con codice colore
Possibilità di scegliere e aggiungere in qualsiasi momento secondo le esigenze del proprio studio



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

Qualità e affidabilità, tutto in uno

Il sistema **Screw Fixation System** offre una soluzione compatta per il fissaggio temporaneo e la stabilizzazione di innesti ossei, sostituti ossei riassorbibili e non riassorbibili e membrane per la cresta alveolare. I due sistemi con codice colore Micro con diam. 1,5 mm (**blu**) e Mini con diam. 2,0 mm (**rosso**) offrono soluzioni funzionali compatte ed economicamente vantaggiose. I due codici colore di sistemi, componenti e viti permettono una facile e rapida identificazione delle parti compatibili e agevola la loro combinazione. Il sistema di conservazione modulare consente una configurazione personalizzata e il design aperto garantisce un accesso ottimale durante la pulizia e la sterilizzazione. Le viti di fissaggio e la rete sono fabbricate in titanio puro o lega di titanio. Sono biocompatibili, a prova di corrosione e non tossiche in ambiente biologico. Consentono di riprendere immagini virtualmente prive di artefatti.



Semplice e sicuro

Le viti sono facili da prelevare e si connettono al cacciavite in modo affidabile.

Iniziare è semplice con il nostro kit introduttivo Start-Up Screw Fixation Kit



Lo Start-Up Screw Fixation Kit* (69.01.10Z) comprende:

- Tray di conservazione in metallo, durevole e sterilizzabile in autoclave
- Manico per cacciavite in pesante acciaio inox
- Sistema Micro, diam. 1,5 mm
 - Inserti cacciavite (lungo e corto) in acciaio inox
 - Fresa pilota in acciaio inox, L 14 mm
 - Fresa blocco pilota in acciaio inox, L 15 mm

Screw Fixation kit – Informazioni per ordinare lo Start-Up Kit

Contenuto	Tray	Manico per cacciavite	Inserto cacciavite, corto	Inserto cacciavite, lungo	Fresa pilota Micro, L 14 mm	Fresa blocco pilota Micro
Start-Up Kit assemblato*	69.01.10Z					
Componenti	69.01.11Z	75.23.52Z	75.23.23Z	75.23.19Z	69.01.09Z	69.01.16Z

*Nello Start-up Kit non sono comprese viti

Per informazioni: +39-0438-37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +1-561-776-6700
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com
Fax: +1 (-561)-776 -1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diversa indicazione, come indicato nel presente documento, tutti i marchi sono di proprietà di Zimmer Biomet; e tutti i prodotti sono fabbricati da una o più filiali di Zimmer Biomet Holdings, Inc. e commercializzati e distribuiti da Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner di marketing autorizzati. Screw Fixation System è prodotto da Medicon e.G. Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla commercializzazione e la disponibilità dei prodotti potrebbero essere limitate in alcuni Paesi/regioni. Questo materiale è destinato esclusivamente a medici e non fornisce consigli o raccomandazioni di natura medica. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0205IT REV B 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

