

Sistema de Fixação de Parafusos

Qualidade e Confiança – Tudo em um



1 Seguro e simples

Remoção fácil e estável de parafusos
Encaixe fiável entre a chave e o parafuso
Armazenamento e esterilização num tabuleiro durável

2 Compacto e completo

Tabuleiro metálico de armazenamento compatível com autoclave
Cabo de chave maciço em aço inoxidável
Sistema de 1,5 mm (D) micro e 2,0 mm (D) mini

3 Módulo versátil – Para misturar e combinar

Parafusos de fixação em liga de titânio de 1,5 mm (D), 2,0 mm (D) e 2,3 mm (D)
Código de cores para brocas, chaves e parafusos
Selecione e acrescente de acordo com as necessidades da sua prática, a qualquer momento

Qualidade e Confiança – Tudo em um

O **Sistema de Fixação de Parafusos** apresenta uma solução compacta para a fixação e estabilização temporárias de transplantes de osso, materiais reabsorvíveis e não reabsorvíveis adequados para substituição de osso e membranas para rebordo alveolar. Dois sistemas de código de cores de 1,5 mm (D) Micro (**Azul**) e 2,0 mm (D) Mini (**Vermelho**) que oferecem opções funcionais concisas e economicamente viáveis. O sistema de código de cores para os dois sistemas, os componentes e os parafusos possibilitam a rápida identificação das peças e simplifica a sua combinação. Este sistema de armazenamento modular permite a configuração individual e a sua estrutura aberta assegura um acesso ótimo durante a limpeza e esterilização. As malhas e os parafusos de fixação são produzidos em titânio puro ou liga de titânio. São biocompatíveis, à prova de corrosão e não tóxicos no meio ambiente biológico. Permitem obter imagens virtualmente livres de artefactos.



Seguro e simples

Os parafusos são retirados facilmente e a ligação à chave de parafusos é fiável.

É fácil começar com o nosso kit de iniciação para fixação de parafusos



O kit de iniciação para fixação de parafusos* (69.01.10Z) inclui:

- Tabuleiro metálico de armazenamento, durável, compatível com autoclave
- Cabo de chave maciço em aço inoxidável
- Sistema micro, 1,5 mm (D)
 - Pontas para chave em aço inoxidável (longas e curtas)
 - Broca piloto em aço inoxidável, 14 mm (C)
 - Broca de bloqueio piloto em aço inoxidável, 15 mm (C)

Kit de Fixação de Parafusos – Informações para encomendas do kit de iniciação

Conteúdo	Tabuleiro	Cabo de chave	Ponta para chave, curta	Ponta para chave, longa	Broca piloto, micro, 14 mm (C)	Broca de bloqueio piloto, micro
Kit de iniciação montado*	69.01.10Z					
Componentes	69.01.11Z	75.23.52Z	75.23.23Z	75.23.19Z	69.01.09Z	69.01.16Z

* Parafusos não incluídos no kit de iniciação

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme é aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou por várias das subsidiárias de odontologia da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e são comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros comerciais autorizados. O Sistema de Fixação de Parafusos é fabricado pela Medicon e.G. Para mais informações sobre produtos, consulte o rótulo de cada produto ou as respetivas instruções de utilização. A autorização e a disponibilidade do produto podem ser limitadas a determinados países/regiões. Este material destina-se a ser utilizado apenas por médicos e não inclui conselhos ou recomendações de natureza médica. Este material não pode ser copiado ou reimpresso sem o consentimento expresso por escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0205PT REV B 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

