


Chirurgische kits en componentconstructie voor conische implantaten

Premium kit QNTSK




De chirurgische tray voor conische implantaten

Eenvoudige voorbereiding van de locatie



OPMERKING: de afbeelding toont de componentlocatie voor de Premium kit QNTSK40

Kit voor tap voor compact bot voor conische implantaten



25
NTAP32XX



26
NTAP4XX



27
NTAP5XX



28
NTAP6XX

Opmerking: tappen in dicht bot is vereist. Als de inbrengtorsië van 90 Ncm wordt overschreden, kan de indraaipunt of de interne hex van het implantaat vervormen of worden gestript en wordt de chirurgische procedure mogelijk vertraagd. Raadpleeg de chirurgische handleiding.

Inhoud QNTSK chirurgische tray

Premium kit QNTSK40				
Opwaardeerkit QNTSK40U				
Startkit QNTSK20				
	Beschrijving	Artikelnummer		
1	Diepte-indicator voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 stuks.	NTDI3285		• • •
1	Diepte-indicator voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI3210	•	• • •
1	Diepte-indicator voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI3211	•	• • •
1	Diepte-indicator voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI3213	•	• • •
1	Diepte-indicator voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI3215	•	• • •
2	Diepte-indicator voor conische implantaten 4 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 stuks.	NTDI485		• • •
2	Diepte-indicator voor conische implantaten 4 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI410	•	• • •
2	Diepte-indicator voor conische implantaten 4 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI411	•	• • •
2	Diepte-indicator voor conische implantaten 4 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI413	•	• • •
2	Diepte-indicator voor conische implantaten 4 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI415	•	• • •
3	Diepte-indicator voor conische implantaten 5 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 stuks.	NTDI585		• • •
3	Diepte-indicator voor conische implantaten 5 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI510	•	• • •
3	Diepte-indicator voor conische implantaten 5 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI511	•	• • •
3	Diepte-indicator voor conische implantaten 5 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI513	•	• • •
3	Diepte-indicator voor conische implantaten 5 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI515	•	• • •
4	Diepte-indicator voor conische implantaten 6 mm (D) x 8,5 mm (L) 3 stuks.	NTDI685		• • •
4	Diepte-indicator voor conische implantaten 6 mm (D) x 10 mm (L)	NTDI610	•	• • •
4	Diepte-indicator voor conische implantaten 6 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTDI611	•	• • •
4	Diepte-indicator voor conische implantaten 6 mm (D) x 13 mm (L)	NTDI613	•	• • •
4	Diepte-indicator voor conische implantaten 6 mm (D) x 15 mm (L)	NTDI615	•	• • •
5	ACT® gepunte startboor	ACTPSD	•	• • •
6	Herbruikbare Act-spiraalboor 2 mm (D) x 10 mm (L)	ACT2010	•	• • •
6	Herbruikbare Act-spiraalboor 2 mm (D) x 15 mm (L)	ACT2015	•	• • •
6	Herbruikbare Act-spiraalboor 2 mm (D) x 20 mm (L)	ACT2020	•	• • •
7	Certain®-verzinkboor, 4 mm (D)	ICD100	•	• • •
8	Quad Shaping-boor 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD3285		• • •
8	Quad Shaping-boor 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	QSD3210	•	• • •
8	Quad Shaping-boor 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD3211	•	• • •
8	Quad Shaping-boor 3,25 mm (D) x 13 mm (L)	QSD3213	•	• • •
8	Quad Shaping-boor 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	QSD3215	•	• • •
9	Quad Shaping-boor 4 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD485		• • •
9	Quad Shaping-boor 4 mm (D) x 10 mm (L)	QSD410	•	• • •
9	Quad Shaping-boor 4 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD411	•	• • •
9	Quad Shaping-boor 4 mm (D) x 13 mm (L)	QSD413	•	• • •
9	Quad Shaping-boor 4 mm (D) x 15 mm (L)	QSD415	•	• • •
10	Quad Shaping-boor 5 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD585		• • •
10	Quad Shaping-boor 5 mm (D) x 10 mm (L)	QSD510	•	• • •
10	Quad Shaping-boor 5 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD511	•	• • •
10	Quad Shaping-boor 5 mm (D) x 13 mm (L)	QSD513	•	• • •
10	Quad Shaping-boor 5 mm (D) x 15 mm (L)	QSD515	•	• • •
11	Quad Shaping-boor 6 mm (D) x 8,5 mm (L)	QSD685		• • •
11	Quad Shaping-boor 6 mm (D) x 10 mm (L)	QSD610	•	• • •
11	Quad Shaping-boor 6 mm (D) x 11,5 mm (L)	QSD611	•	• • •
11	Quad Shaping-boor 6 mm (D) x 13 mm (L)	QSD613	•	• • •

* Artikelen die niet in deze brochure zijn afgebeeld.

Premium kit QNTSK40				
Opwaardeerkit QNTSK40U				
Startkit QNTSK20				
	Beschrijving	Artikelnummer		
11	Quad Shaping-boor 6 mm (D) x 15 mm (L)	QSD615		• • •
12	Smalle posterieure hexschroevendraaier - 17 mm (L)	PHD00N	•	• • •
13	Grote posterieure hexschroevendraaier - 17 mm (L)	PHD02N	•	• • •
14	Smalle, haakse hexschroevendraaiertip - 24 mm (L)	RASH3N		• • •
15	Certain universele ratelverl. Schroevendraaier 4,1, 5, 6 mm (D) - kort	IRE100U	•	• • •
16	Certain universele ratelverl. Schroevendraaier 4,1, 5, 6 mm (D) - lang	IRE200U	•	• • •
17	Richtingindicator 2 mm (D) x 10 mm (L) 3 stuks.	DI100		• • •
18	ACT-boorverlengstuk	ACTDE	•	• • •
19	Handstukaansluiting	MDR10	•	• • •
20	Implantaatbevestiging 3,4 mm (D) x 15 mm (L)	MMC15	•	• • •
21	Certain-implantaatindraaitip 4, 5, 6 mm (D) - lang	IIPDTL	•	• • •
22	Certain-implantaatindraaitip 4, 5, 6 mm (D) - kort	IIPDTS	•	• • •
23	Certain-implantaatindraaitip 3,4 mm (D) - kort	IMPPTS	•	• • •
24	Certain-implantaatindraaitip 3,4 mm (D) - lang	IMPDTL	•	• • •
25	Tap voor compact bot voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP3285		• • •
25	Tap voor compact bot voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP3210	•	• • •
25	Tap voor compact bot voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP3211	•	• • •
25	Tap voor compact bot voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP3213	•	• • •
25	Tap voor compact bot voor conische implantaten 3,25 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP3215	•	• • •
26	Tap voor compact bot voor conische implantaten 4 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP485		• • •
26	Tap voor compact bot voor conische implantaten 4 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP410	•	• • •
26	Tap voor compact bot voor conische implantaten 4 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP411	•	• • •
26	Tap voor compact bot voor conische implantaten 4 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP413	•	• • •
26	Tap voor compact bot voor conische implantaten 4 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP415	•	• • •
27	Tap voor compact bot voor conische implantaten 5 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP585		• • •
27	Tap voor compact bot voor conische implantaten 5 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP510	•	• • •
27	Tap voor compact bot voor conische implantaten 5 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP511	•	• • •
27	Tap voor compact bot voor conische implantaten 5 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP513	•	• • •
27	Tap voor compact bot voor conische implantaten 5 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP515	•	• • •
28	Tap voor compact bot voor conische implantaten 6 mm (D) x 8,5 mm (L)	NTAP685		• • •
28	Tap voor compact bot voor conische implantaten 6 mm (D) x 10 mm (L)	NTAP610	•	• • •
28	Tap voor compact bot voor conische implantaten 6 mm (D) x 11,5 mm (L)	NTAP611	•	• • •
28	Tap voor compact bot voor conische implantaten 6 mm (D) x 13 mm (L)	NTAP613	•	• • •
28	Tap voor compact bot voor conische implantaten 6 mm (D) x 15 mm (L)	NTAP615	•	• • •
	Steeksleutel*	CW100	•	• • •
	Vervangende O-ringen voor Certain-schroevendraaier (10 stuks)*	IRORDR	•	• • •
	Kit-tray voor tap voor compact bot voor conische implantaten*	NTAPKT	•	• • •
	Kort ratelverlengstuk 6 mm (L)*	RE100	•	• • •
	Lang ratelverlengstuk 15 mm (L)*	RE200	•	• • •
	Ratelsleutel*	WR150	•	• • •
	Basis, gegoten inzetstuk en transparant deksel*	QNTSKT	•	• • •
	Implantaatdieptemeter, 20 mm (L)*	DPO20	•	• • •



Stuur ons een e-mail via 3i.salesbenelux@zimmerbiomet.com of ga naar
zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Belgium N.V.
Is. Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium
Phone: 0800 503 11
Fax: 0800 50 312
3i.salesbenelux@zimmerbiomet.com

Biomet 3i Netherlands B.V.
Toermalijnring 600
3316 LC Dordrecht
Netherlands
Phone: 078 62 92 800
Fax: 078 62 92 801
3i.salesbenelux@zimmerbiomet.com

Alle handelsmerken waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Zimmer Biomet, tenzij anders aangegeven. Alle producten worden vervaardigd door een of meer van de tandheelkundige dochterondernemingen van Zimmer Biomet Holdings, Inc. en worden verkocht en gedistribueerd door Zimmer Biomet Dental en door Zimmer Biomet Dental geautoriseerde marketingpartners. Raadpleeg het etiket en/of de gebruiksaanwijzing van het individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en beschikbaarheid van producten kan gelimiteerd zijn tot bepaalde landen/regio's. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zimmer Biomet Dental. ZBINST1096NL REV B 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden.

