

Kit de chave de torque contra-ângulo

Controladores de torque pré-calibrados

Todos os controladores de torque num kit fácil de utilizar

- Várias configurações de kit para maior conveniência

Componentes multifuncionais

- Função de avanço e recuo para flexibilidade de restauração

Design contra-ângulo

- Acesso a locais de difícil acesso
- Proporciona maior acessibilidade a locais de difícil acesso



Informações para Encomendas

Descrição	Referência do produto	Kit de acessórios para chave de torque protética NPSDKO	Kit de acessórios para chave de torque contra-ângulo NCATDO	Kit de acessórios Certain® para chave de torque contra-ângulo NCATDOC
Chave hexagonal posterior estreita, 17 mm (C)	PHD02N	•	•	•
Chave quadrada posterior estreita, 17 mm (C)	PSQD0N	•	•	
Corpo da chave de torque contra-ângulo*	HTD-C	•	•	•
Ponta de chave hexagonal de ângulo reto estreita, 24 mm (C)	RASH3N	•	•	•
Ponta de chave hexagonal de ângulo reto estreita, 30 mm (C)	RASH8N	•	•	•
Ponta de chave quadrada de ângulo reto estreita, 24 mm (C)	RASQ3N	•	•	
Ponta de chave quadrada de ângulo reto estreita, 30 mm (C)	RASQ8N	•	•	
Ponta de chave para pilar de ângulo reto – aço	RASA3	•	•	•
Controlador de torque contra-ângulo, 10 Ncm*	TD-10	•		
Controlador de torque contra-ângulo, 20 Ncm*	TD-20	•	•	•
Controlador de torque contra-ângulo, 35 Ncm*	TD-35	•	•	
Contra-cabo de pré-ação	CATDH	•	•	•
Tabuleiro da chave do sistema protético	PSDT1	•	•	•
Chave de coifa de moldagem estreita	ICD00	•		
Chave para pilar posterior, 17 mm (C)	PAD00	•		
Chave para pilar padrão, 24 mm (C)	PAD24	•		
Chave de fendas posterior, 17 mm (C)	PSD00	•		
Chave de fendas padrão, 24 mm (C)	PSD01	•		
Chave quadrada padrão estreita, 24 mm (C)	PSQD1N	•		
Chave hexagonal padrão estreita, 24 mm (C)	PHD03N	•		
Ponta de chave com fendas de ângulo reto, 24 mm (C)	RASD1	•		
Ponta de chave com fendas de ângulo reto, 30 mm (C)	RASD6	•		

Garantia de um ano limitada pelo fabricante. Visite zimmerbiometdental.com para obter mais detalhes.

* Distribuído pela Zimmer Biomet Dental. Fabricado pela NSK Nakanishi, Inc., vendido em separado.

Contate-nos através do número 800-827-836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Alameda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui um parecer ou recomendação médicos. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0350PT REV B 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

