



Brocas de Uso Único

Para T3[®] e Osseotite[®] Implant Systems

A Broca Que Conhece.
A Capacidade De Corte Que Deseja.

1 Perfeita Capacidade de Corte

- A mesma sequência e protocolo das brocas reutilizáveis, com o benefício adicional de uma broca para cada paciente


2 Embalagem Estéril

- Rápido procedimento de preparação
- As suas brocas estão prontas quando necessita delas

3 Segurança

- Previne a reutilização do material que, acidentalmente tenha sofrido alterações durante a esterilização
- Codificação por cores para uma rápida identificação da broca e facilidade na preparação

Todos os pacientes são diferentes. Suas brocas deveriam ser também.



Iniciando brocas

Descrição	Descartável
Broca Redonda, 2 mm	RD100SP
ACT Broca de ponta aguçada	ACTPSDSP
Broca piloto, 2-3 mm	PD100SP
Broca Countersink - Certain 4, 1 mm	CD100SP
Broca Countersink/Piloto, 5 mm	CD500SP
Broca Countersink/Piloto, 6 mm	CD600SP

Brocas Quad Shaping

Comprimento da broca	3,25 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
8,5 mm	QSD3285SP	QSD485SP	QSD585SP	QSD685SP
10 mm	QSD3210SP	QSD410SP	QSD510SP	QSD610SP
11,5 mm	QSD3211SP	QSD411SP	QSD511SP	QSD611SP
13 mm	QSD3213SP	QSD413SP	QSD513SP	QSD613SP
15 mm	QSD3215SP	QSD415SP	QSD515SP	QSD615SP

Brocas helicoidais ACT®

Comprimentos do implante	Comprimento da broca	2 mmD	2,75 mmD	3 mmD	3,15 mmD	3,25 mmD	3,85 mmD	4,25 mmD	4,85 mmD	5,25 mmD
7 - 8,5 mm	8,5 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4285SP	ACT4885SP	ACT5285SP
7 - 10 mm	10 mm	ACT2010SP	ACT2710SP	ACT3010SP	ACT3110SP	ACT3210SP	ACT3810SP	—	—	—
7 - 13 mm	13 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4213SP	ACT4813SP	ACT5213SP
7 - 15 mm	15 mm	ACT2015SP	ACT2715SP	ACT3015SP	ACT3115SP	ACT3215SP	ACT3815SP	—	—	—
7 - 18 mm	18 mm	—	—	—	—	—	—	ACT4218SP	ACT4818SP	ACT5218SP
7 - 20 mm	20 mm	ACT2020SP	ACT2720SP	ACT3020SP	ACT3120SP	ACT3220SP	ACT3820SP	—	—	—

Contate-nos através do número 800-827-836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. As brocas de paciente único são fabricadas pela Dentsply Maillefer. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0922PT REV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

