

BioMend[®] & BioMend[®] Extend[™]



30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm



MEMBRANES DE COLLAGÈNE RÉSORBABLES

1 Résorbable¹

élimine la deuxième phase chirurgicale de dépose de la membrane, réduisant ainsi le traumatisme opératoire et le temps au fauteuil.



Membrane BioMend préparée pour une mise en place dans la cavité sinusienne

2 Occlusion cellulaire

fait office de barrière contre la migration des cellules épithéliales tout en étant perméable aux substances nutritives essentielles¹

3 Préservation de l'espace

une structure ostéo-conductrice assez rigide pour la régénération tissulaire dans les procédures de régénération tissulaire et osseuse guidées (RTG et ROG)



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

BioMend® & BioMend® Extend™

UNE MEMBRANE RÉSORBABLE À LA RIGIDITÉ SUFFISANTE POUR CRÉER ET PRÉSERVER L'ESPACE

GRANDE FACILITÉ DE MANIPULATION

- résistante à la déchirure, suturable, pliable
- facilité de manipulation même après hydratation
- rigidité suffisante pour créer et préserver l'espace

BARRIÈRE POLYVALENTE

- indiquée pour les procédures de régénération tissulaire et osseuse guidées
- la membrane BioMend est conçue pour se résorber en 8 semaines environ¹
- la membrane BioMend Extend est conçue pour se résorber en 18 semaines environ¹



1 Défaut de la paroi vestibulaire en secteur molaire.



2 Préparation de la membrane pour la mise en place.



3 Mise en place de la membrane découpée.



4 Membrane placée dans l'alvéole.



5 Mise en place de sutures pour fermer la plaie.



6 Résultat final esthétique.

Photos cliniques ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA. Tous droits réservés. Les résultats individuels sont susceptibles de varier.

Informations de commande :

Réf.	Description	Réf.	Description
0103Z	Membrane BioMend, 15 x 20 mm	0140Z	Membrane BioMend Extend, 15 x 20 mm
0105Z	Membrane BioMend, 20 x 30 mm	0141Z	Membrane BioMend Extend, 20 x 30 mm
0107Z	Membrane BioMend, 30 x 40 mm	0142Z	Membrane BioMend Extend, 30 x 40 mm

¹ Données disponibles auprès de Collagen Matrix, Inc.

Contactez-nous au +33(0)1- 45 12 35 35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tél. : +1-561-776-6700
Fax : +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel, BP 40237
94528 Rungis Cedex
France
Tél. : +33 1 45 12 35 35
Fax : +33 1 45 60 04 88

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, par ses partenaires de commercialisation). Dans certains pays, les membranes BioMend et BioMend Extend sont fabriquées par Collagen Matrix, Inc. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. L'autorisation et la disponibilité des produits peuvent être limitées dans certains pays ou certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et ne représentent ni un avis médical, ni des recommandations. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZB0105FR RÉV A 08/17 ©2017 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

