

Membrana CopiOs Extend®

Sinergia entre espacio y tiempo

Adaptabilidad para preservar el espacio

- Diseñada para adaptarse al defecto con la suficiente integridad estructural como para preservar el espacio.

Mayor Perfil de reabsorción

- Duración de 6 a 9 meses,¹ y diseñado para permitir la colocación del implante al tiempo que proporciona tiempo suficiente para la regeneración.

Funciona incluso cuando no se logra el cierre primario

- Ausencia de signos de inflamación o infección en casos en los que no se ha logrado el cierre primario.^{2,3}



Membrana de colágeno reabsorbible, de larga duración

Funciona cuando no se ha logrado el cierre primario

La experiencia clínica con la membrana CopiOs Extend ha demostrado que la membrana no muestra signos de inflamación ni de infección en casos en los que no se ha logrado el cierre primario. La zona expuesta cicatriza por la acción del tejido blando que la cubre en un plazo de unas pocas semanas, mientras que la membrana mantiene su función de barrera.^{2,3}



Indicaciones

La membrana CopiOs Extend está concebida para su uso en procedimientos de cirugía maxilofacial como material reabsorbible para:

- Uso en procedimientos de aumento alrededor de implantes colocados en alvéolos de extracción inmediata y diferida.
- Aumento localizado del reborde para posterior colocación implante.
- Reconstrucción de la cresta alveolar para tratamiento protésico.
- Relleno de defectos óseos.
- Regeneración ósea guiada en defectos de dehiscencia.
- Procedimientos de regeneración tisular guiada en defectos periodontales.

Véalo más de cerca



Figura A Imagen clínica que muestra la gran pérdida ósea en la zona palatal que se extiende más allá del ápice.



Figura B Se colocó una membrana CopiOs Extend sobre el injerto para fijarla bajo el colgajo.



Figura C Colgajo suturado encima de la membrana.



Figura D Dos meses después de la intervención quirúrgica.

Fotografías clínicas ©2013 Dr. El Chaar†
Todos los derechos reservados. Los resultados individuales podrían variar.

Información para pedidos

Número de catálogo	Descripción
0190Z	Membrana CopiOs Extend, 15 x 20 mm
0191Z	Membrana CopiOs Extend, 20 x 30 mm
0192Z	Membrana CopiOs Extend, 30 x 40 mm

1 Datos de archivo de Collagen Matrix, Inc.

2 Casos clínicos de archivo de Zimmer Dental, Inc.

3 Casos clínicos de archivo de Collagen Matrix, Inc.

† El Dr. El Chaar tiene una relación contractual con Zimmer Biomet Dental como resultado de sus ponencias, trabajos de consultoría y otros servicios profesionales.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visitando zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900 800 303

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y la comercialización, sus socios comercializadores autorizados). CopiOs Extend Membrane es fabricada por Collagen Matrix, Inc. (CMI). Collagen Matrix no es una filial de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0021ES REV B 04/18 ©2018 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

