

## iTero Element 2

Leistungsstark

### Lernen Sie Ihr neuestes Teammitglied kennen – iTero Element 2.

Ich helfe Ihnen, besser zu werden – jeden Tag. Mit einer schnelleren Verarbeitung und klareren Bildgebung mache ich Ihren digitalen Workflow und Ihre Behandlungstermine effizienter, so dass Sie Ihren Patienten zeigen können, wie ihr neues Lächeln möglicherweise aussieht – und ihnen das Gefühl geben, in die Behandlung eingebunden zu sein.





## Ihr intuitives digitales System



### Prozessor der nächsten Generation

Kürzere Scanverarbeitung und schnelleres Starten – fertigen Sie einen vollständigen Zahnbogenscan in nur 60 Sekunden an\*



### Hochauflösende Darstellungen

Schlanker 21,5-Zoll-Monitor mit 16:9-Breitbildformat und bessere Auflösung für höchst detailreiche Bilder



### Unterbrechungsfreies Scannen

Langhaltender Akku für einfache Mobilität von einem Raum zum nächsten, ohne dass Sie das Gerät verbinden oder neu starten müssen\*\*



### Ergonomische Handstückhalterung

Mit zentral befestigter Basisstation für die einfache ergonomische Handhabung während des Scannens



### Herausragende farbige Bildgebung

Optimierte Farben geben Ihnen einen noch besseren Überblick über die Mundgesundheit Ihrer Patienten



### Intelligenteres Scannen

Das optimierte Handstück-Touchpad lässt sich so intuitiv bedienen wie Ihr Smartphone. Verwenden Sie das Touchpad, um zwischen Scansegmenten zu wechseln oder das Modell auf dem Bildschirm zu drehen

## Stellen Sie sich eine effizientere Praxis vor

Gemeinsam können wir Ihre Arbeitsabläufe effizienter machen.

- Restaurative und kieferorthopädische Workflows
- Optimierte Invisalign-Anbindung
- Visualisierungstools
- Chairside Milling Anbindung

\* Die Scanzeiten variieren und hängen von der individuellen Bedienung ab. Die Daten sind bei Align Technology archiviert.

\*\* Mit einem voll aufgeladenen Akku kann der Benutzer 30 Minuten scannen, ohne das Netzteil anschließen zu müssen.

Kontaktieren Sie uns unter [zb.bestellung@zimmerbiomet.com](mailto:zb.bestellung@zimmerbiomet.com)  
oder besuchen Sie uns unter [www.zimmerbiometdental.com](http://www.zimmerbiometdental.com)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Telefon: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH  
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Grossmarktstrasse 7a  
A-1230 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH  
Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Invisalign, iTero, iTero Element, das iTero-Logo sowie weitere Bezeichnungen sind Marken bzw. Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder von Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen; eventuell sind diese Marken bzw. Dienstleistungsmarken in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist ausschließlich für Zahnärzte bestimmt und beinhaltet keinerlei medizinische Ratschläge oder Empfehlungen. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0745DE REV A 07/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

