

# BioMend® & BioMend® Extend™



30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm



## RESORBIERBARE KOLLAGENMEMBRANEN

### 1 Resorbierbar<sup>1</sup>

Kein chirurgischer Zweiteingriff zur Membranentfernung notwendig, Wundtrauma sowie Operationszeit werden reduziert



BioMend Membran wird zum Einbringen in die Kieferhöhle vorbereitet

### 2 ZELLOKKLUSIV

Dient als Barriere, um Migration von Epithelzellen zu verhindern und ermöglicht gleichzeitig den Durchtritt essenzieller Nährstoffe<sup>1</sup>

### 3 Raumschaffend

Ein Gerüst mit ausreichender Stabilität für die Geweberegeneration bei GTR- und GBR-Verfahren

# BioMend® & BioMend® Extend™

DIE RESORBIERBARE MEMBRAN, STABIL GENUG UM PLATZ ZU SCHAFFEN UND ZU ERHALTEN

## PRAKTISCHE HANDHABUNG

- Reißfest, vernähbar, formbar
- Einfache Handhabung, selbst in hydratisiertem Zustand
- Stabil genug, um Platz zu schaffen und zu erhalten

## VIELSEITIGE BARRIEREFUNKTION

- Indiziert für die Verwendung bei Verfahren zur gesteuerten Gewebe- und Knochenregeneration
- BioMend Membran wird in etwa 8 Wochen resorbiert<sup>1</sup>
- BioMend Extend wird in etwa 18 Wochen resorbiert<sup>1</sup>



1  
Bukkaler Knochendefekt Regio 16.



2  
Vorbereitung der Membran.



3  
Angepasste Membran.



4  
In Alveole eingebrachte Membran.



5  
Naht zum Wundverschluss.



6  
Endgültiges ästhetisches Resultat.

Klinische Fotos ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA. Alle Rechte vorbehalten. Individuelle Resultate können abweichen.

## Bestellinformationen:

Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer	Beschreibung
0103Z	BioMend Membran, 15 x 20 mm	0140Z	BioMend Extend Membran, 15 x 20 mm
0105Z	BioMend Membran, 20 x 30 mm	0141Z	BioMend Extend Membran, 20 x 30 mm
0107Z	BioMend Membran, 30 x 40 mm	0142Z	BioMend Extend Membran, 30 x 40 mm

<sup>1</sup> Daten in Akten bei Collagen Matrix, Inc.

Kontaktieren Sie uns unter [zb.bestellung@zimmerbiomet.com](mailto:zb.bestellung@zimmerbiomet.com) oder besuchen Sie uns unter [www.zimmerbiometdental.de](http://www.zimmerbiometdental.de)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Telefon: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH  
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28  
D-80807 München  
Tel: +49-(0)800-101-64-20  
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Grossmarktstrasse 7a  
A-1230 Wien  
Tel: +43-(0)8000-700-17  
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH  
Grüzefeldstrasse 41  
CH-8404 Winterthur  
Tel: +41-(0)800-24-66-38  
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einem oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental (und im Falle des Vertriebs und Marketings, seinen autorisierten Handelspartnern) vertrieben und vermarktet. In bestimmten Ländern werden BioMend und BioMend Extend Membranen von Collagen Matrix, Inc. hergestellt. Zusätzliche Produktinformationen finden Sie auf den einzelnen Produktetiketten oder in der Gebrauchsanleitung. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen wurden nur für Zahnärzte erstellt und stellen keinen medizinischen Rat oder medizinische Empfehlungen dar. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0056DE REV A 08/17 ©2017 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

