

Tampão, Fita e Penso
de Colagénio: Zimmer®
Collagen Plug,
Tape e Patch

Protege. Trata. Repara.



PENSOS ABSORVÍVEIS

1 Protege o leito da ferida

Aderem e protegem lesões e feridas orais

2 Auxilia na cicatrização das feridas

A matriz porosa e absorvível dá suporte aos novos tecidos frágeis

3 Altamente poroso, Altamente absorvente

O tampão de colagénio Zimmer suporta até 30x o próprio peso em fluido

É reabsorvido em menos de 30 dias

Mais de 90% de poros abertos

4 Versatilidade para uma utilização diária

Estão disponíveis em três formatos convenientes para feridas orais comuns e procedimentos dentários



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

MATRIZES DE COLAGÉNIO ABSORVÍVEIS

EM TRÊS FORMATOS CONVENIENTES

Zimmer Collagen Plug



10 mm x 20 mm
Cat. N.º 0102Z

Zimmer Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm de espessura
Cat. N.º 0100Z


Zimmer Collagen Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm de espessura
Cat. N.º 0101Z

PROTEÇÃO VERSÁTIL PARA FERIDAS

- Concebida para absorver num curto espaço de tempo
- Indicada para a gestão e tratamento de lesões e feridas orais
 - Feridas causadas por próteses
 - Úlceras orais (não infetadas ou virais)
 - Feridas cirúrgicas periodontais
 - Locais suturados
 - Queimaduras
 - Locais de extração
 - Feridas cirúrgicas
 - Feridas traumáticas



Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite zimmerbiometdental.com
Para mais informações, contate seu representante de vendas local

Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Todas as referências à Zimmer Biomet Dental aqui contidas referem-se às subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados, distribuídos e comercializados pela Zimmer Biomet Dental (e, no caso da distribuição e da comercialização, pelos seus parceiros comerciais autorizados). O tampão, fita e penso de colagénio Zimmer são fabricados pela Collagen Matrix, Inc. e distribuídos pela Biomet 3i, LLC. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto/instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet. ZB0030LA_PT REV A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

