

Frese Dríva™ serie Gold

Performance Gold Metal

Progettate per prestazioni elevate e per un'efficienza di taglio straordinaria, le frese Dríva serie Gold sono riutilizzabili, irrigate esternamente e compatibili con i protocolli chirurgici esistenti per gli impianti Trabecular Metal™, Tapered Screw-Vent® ed Eztetic®.



1 Efficienti

- Profondi spigoli taglienti progettati per migliorare l'efficienza di taglio rispetto alle frese Dríva originali
- Il rivestimento in ceramica biocompatibile¹ aumenta la durezza e la durata

2 Compatibili

- Per la preparazione dell'osteotomia vengono usati noti protocolli per ossa a bassa densità e compatte
- La striscia verticale nera su alcune frese indica la compatibilità con gli stop per frese

3 Convenienti

- La struttura solida facilita la pulizia e la sterilizzazione
- Il colore dorato offre un'eccellente visibilità delle scanalature e bande che indicano la profondità di fresatura




ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Efficienza di taglio migliorata

Frese originali vs. frese serie Gold

(Fresa Driva da 2,3 mm¹)



Informazioni per gli ordini

Frese Driva serie Gold per impianti Trabecular Metal e TSV[®]

Diametro	Lunghezza della fresa	
	16 mm L	22 mm L
Ø2,3 mm	TSV23SG	TSV23G
Ø2,8 mm	TSV28SG	TSV28G
Ø3,4 mm	TSV34SG	TSV34G
Ø3,8 mm	TSV38SG	TSV38G
Ø5,1 mm	TSV51SG	TSV51G

Frese scalinate Driva serie Gold per impianti Trabecular Metal e TSV

Diametro	Lunghezza della fresa	
	16 mm L	22 mm L
Ø3,4/2,8 mm	TSV34D28SG	TSV34D28G
Ø3,8/3,4 mm	TSV38D34SG	TSV38D34G
Ø4,4/3,8 mm	TSV44D38SG	TSV44D38G
Ø5,1/4,4 mm	TSV51D44SG	TSV51D44G
Ø5,7/5,1 mm	TSV57D51SG	TSV57D51G

Kit chirurgici Driva serie Gold per impianti Trabecular Metal e TSV

Descrizione	N. articolo
Set di frese serie Gold (solo nuove frese TSV, senza vassoio)	TSVDRILLSG*
Kit chirurgico Tapered Screw-Vent, completo	TSVKITG
Kit iniziale Tapered Screw-Vent (solo Ø3,7 e 4,1 mm)	STRKITG
Vassoio chirurgico e frese Driva serie Gold solo per TSV	TSVTRAYDG

*Disponibile per un periodo di tempo limitato, fino a esaurimento scorte.

Modulo e frese Driva serie Gold per impianti Eztetic

Descrizione	N. articolo
Modulo chirurgico Eztetic, Driva serie Gold	NPMODG
Fresa Driva serie Gold, Ø2,4 mm, 22 mm L	EZT24G
Fresa scalinata Driva serie Gold, Ø2,8/2,4 mm, 22 mm L	EZT28D24G



¹Dati in archivio.

Per informazioni: +39 0438 37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Telefono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +39 0438 553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici e non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental.
ZB0874IT REV A 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

