


Brocas Dríva™ da série Gold

Gráfico de utilização

TM, TSV® e Eztetic®

Utilize um marcador para quadro branco para registar o número total de preparações de osteotomia que são efetuadas com cada broca. É recomendada a substituição das brocas reutilizáveis após 15 utilizações. *As brocas de utilização única devem ser eliminadas após cada procedimento.



	0201G	TSV23G	EZT24G	EZT28D24G	TSV28G	TSV34D28G	TSV34G	TSV38D34G	TSV38G	TSV44D38G	TSV51G	TSV57D51G	TSV23SG	TSV28SG	TSV34D28SG	TSV34SG	TSV38D34SG	TSV38SG	TSV44D38SG	TSV51SG	TSV57D51SG					
	Broca piloto cônica de 2,1/1,6 mm (D), 8 mm - 11,5 mm (C)	Broca de 2,3 mm (D), 22 mm (C)	Broca de 2,4 mm (D), 22 mm (C)	Broca escalonada de 2,8/2,4 mm (D) 22 mm (C)	Broca de 2,8 mm (D), 22 mm (C)	Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D) 22 mm (C)	Broca de 3,8 mm (D), 22 mm (C)	Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D) 22 mm (C)	Broca de 3,8 mm (D), 22 mm (C)	Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D) 22 mm (C)	Broca de 5,1 mm (D), 22 mm (C)	Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 22 mm (C)	Broca de 2,3 mm (D), 16 mm (C)	Broca de 2,8 mm (D), 16 mm (C)	Broca escalonada de 3,4/2,8 mm (D) 16 mm (C)	Broca de 3,4 mm (D), 16 mm (C)	Broca escalonada de 3,8/3,4 mm (D) 16 mm (C)	Broca de 3,8 mm (D), 16 mm (C)	Broca escalonada de 4,4/3,8 mm (D) 16 mm (C)	Broca de 5,1 mm (D), 16 mm (C)	Broca escalonada de 5,7/5,1 mm (D), 16 mm (C)					
Sequência de perfuração																										
Altura para encomendar brocas novas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*As brocas de utilização única têm de ser eliminadas após cada procedimento. Esta tabela deve ser utilizada apenas como guia de referência. O número de utilizações por broca irá variar e depende de diversos fatores, incluindo a densidade do osso encontrado, o manuseamento adequado e a limpeza. Consulte as instruções de utilização (IDU) para os kits e instrumentos Biomet 3i (P-ZBDINSTRP) disponíveis em ifu.biomet3i.com para obter informações completas sobre a limpeza e a esterilização.

NOTA: Os instrumentos cirúrgicos podem sofrer danos por diversos motivos, incluindo, mas não limitado a: utilização prolongada, utilização indevida, utilização incorreta ou imprópria, limpeza inadequada etc. É necessário ter cuidado para evitar comprometer o desempenho previsto do instrumento.

Zimmer Biomet Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700 • Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U., WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40, 08940, Cornellà de Llobregat, Espanha
Atención al cliente: 800-827-836 • Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Contate-nos através
do número 800-827-836 ou visite o site
zimmerbiometdental.pt

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o exposto consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB1097PT REV A 05/20 ©2020 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

