

# Gamme de forets Driva™ Gold

## Les performances du revêtement doré

Conçus pour la performance et dotés d'une excellente efficacité de coupe, les forets Driva Gold sont réutilisables, sans irrigation interne et compatibles avec les protocoles chirurgicaux en place pour les implants Trabecular Metal™, Tapered Screw-Vent® et Eztetic®.



### 1 Efficace

- Des lames tranchantes et profondes conçues pour améliorer l'efficacité de coupe comparativement aux forets Driva originaux.
- Le revêtement en céramique biocompatible<sup>1</sup> augmente la dureté et la durabilité.

### 2 Compatible

- Les protocoles habituels pour os tendre et os dense sont utilisés lors de la préparation de l'ostéotomie
- La bande axiale noire sur certains forets indique leur compatibilité avec les butées

### 3 Pratique


- La conception sans irrigation interne des forets facilite leur nettoyage et leur stérilisation
- Le revêtement doré confère une excellente visibilité des marquages laser indiquant la profondeur de forage



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.®

## Efficacité de coupe améliorée

Original vs. Driva Gold  
(Foret Driva 2,3 mm<sup>1</sup>)



## Renseignements concernant la commande

Forets droits Driva Gold pour les implants Trabecular Metal et TSV®

Diamètre	Longueur du foret	
	L 16 mm	L 22 mm
Ø 2,3 mm	TSV23SG	TSV23G
Ø 2,8 mm	TSV28SG	TSV28G
Ø 3,4 mm	TSV34SG	TSV34G
Ø 3,8 mm	TSV38SG	TSV38G
Ø 5,1 mm	TSV51SG	TSV51G

Forets coniques Driva Gold pour les implants Trabecular Metal et TSV

Diamètre	Longueur du foret	
	L 16 mm	L 22 mm
Ø 3,4/2,8 mm	TSV34D28SG	TSV34D28G
Ø 3,8/3,4 mm	TSV38D34SG	TSV38D34G
Ø 4,4/3,8 mm	TSV44D38SG	TSV44D38G
Ø 5,1/4,4 mm	TSV51D44SG	TSV51D44G
Ø 5,7/5,1 mm	TSV57D51SG	TSV57D51G

Kits chirurgicaux Driva Gold pour les implants Trabecular Metal et TSV

Description :	Référence
Lot complet de forets Driva Gold (Nouveaux forets TSV uniquement, sans la trousse)	TSVDRILLSG*
Trousse chirurgicale Tapered Screw-Vent, complète	TSVKITG
Trousse chirurgicale de démarrage Tapered Screw-Vent (pour implants Ø 3,7 et 4,7 mm uniquement)	STRKITG
Trousse chirurgicale et uniquement lot complet de forets Driva Gold pour TSV	TSVTRAYDG

\*Disponible pour une durée limitée seulement jusqu'à épuisement des stocks.

Module et forets Driva Gold pour implants Eztetic

Description :	Référence
Module chirurgical Eztetic, Driva Gold	NPMODG
Foret Driva Gold, Ø 2,4 mm, L 22 mm	EZT24G
Foret conique Driva Gold, Ø 2,8/2,4 mm, L 22 mm	EZT28D24G



<sup>1</sup>Données archivées.

Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur [zimmerbiometdental.fr](http://zimmerbiometdental.fr)

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Tel: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS  
Batiment Québec  
19 Rue d'Arcueil  
94528 Rungis Cedex  
Tel : +33-1-45-12-35-35  
Fax : +33 1-45-60-04-88  
[ZB.commandes@zimmerbiomet.com](mailto:ZB.commandes@zimmerbiomet.com)

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée dans certains pays/certaines régions. Ce document est destiné exclusivement aux cliniciens et n'inclut aucun avis ni recommandation médical(e). La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZB0874FR RÉV A 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

CE  
2797

