


Fresas Dríva™ Gold Series

Tabla de usos

TM, TSV® y Eztetic®

Utilice un marcador de borrado en seco para realizar un seguimiento del número total de preparaciones de osteotomía que se realizan con cada fresa. Recomendamos que utilice fresas reutilizables nuevas después de 15 usos.

*Las fresas de un solo uso deben desecharse después de cada procedimiento.



	0201G	TSV23G	EZT24G	EZT28D24G	TSV28G	TSV34D28G	TSV34G	TSV38D34G	TSV38G	TSV44D38G	TSV51G	TSV57D51G	TSV23SG	TSV28SG	TSV34D28SG	TSV34SG	TSV38D34SG	TSV38SG	TSV44D38SG	TSV51SG	TSV57D51SG					
	Piloto cónica 2,1/1,6 mm D, 8 mm - 11,5 mm L	Fresa 2,3 mm D, 22 mm L	Fresa 2,4 mm D, 22 mm L	Fresa escalonada 2,8/2,4 mm D 22 mm L	Fresa 2,8 mm D, 22 mm L	Fresa escalonada 3,4/2,8 mm D 22 mm L	Fresa 3,8 mm D, 22 mm L	Fresa escalonada 3,8/3,4 mm D 22 mm L	Fresa 3,8 mm D, 22 mm L	Fresa escalonada 4,4/3,8 mm D, 22 mm L	Fresa 5,1 mm D, 22 mm L	Fresa escalonada 5,7/5,1 mm D, 22 mm L	Fresa 2,3 mm D, 16 mm L	Fresa 2,8 mm D, 16 mm L	Fresa escalonada 3,4/2,8 mm D 16 mm L	Fresa 3,4 mm D, 16 mm L	Fresa escalonada 3,8/3,4 mm D, 16 mm L	Fresa 3,8 mm D, 16 mm L	Fresa escalonada 4,4/3,8 mm D, 16 mm L	Fresa 5,1 mm D, 16 mm L	Fresa escalonada 5,7/5,1 mm D, 16 mm L					
Secuencia de fresado																										
Momento de solicitar nuevas fresas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*Las fresas de un solo uso deben desecharse después de cada procedimiento. Esta tabla solo debe utilizarse como guía de referencia. El número de usos por fresa variará dependiendo de toda una serie de factores, tales como la densidad ósea encontrada, la manipulación adecuada y la limpieza. Consulte las instrucciones de uso de los kits e instrumentos de Biomet 3i (P-ZBDINSTRP) disponibles en ifu.biomet3i.com para ver la información completa sobre limpieza y esterilización.

NOTA: Los instrumentos quirúrgicos son susceptibles de sufrir daños por diversas razones, entre otras: uso prolongado, mal uso, manejo incorrecto o brusco, limpieza inadecuada, etc. Se debe tener cuidado para no poner en peligro el rendimiento previsto del instrumento.

Zimmer Biomet Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700 • Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U., WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª,
C/Tirso de Molina, 40, 08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50 • Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900-800-303 • zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Póngase en contacto con nosotros
llamando al 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal)
o visite zimmerbiometdental.es

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB1097ES REV A 05/20 ©2020 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

