

Brocas Dríva™ – série Gold

Desempenho da série Gold

Concebidas para fornecer um elevado desempenho e uma excelente eficiência de corte, as brocas Dríva da série Gold são reutilizáveis, estão equipadas com irrigação externa e são compatíveis com os protocolos cirúrgicos existentes para os implantes Trabecular Metal™, Tapered Screw-Vent® e Eztetic®.



1 Eficientes

- Canais de corte profundos concebidos para uma maior eficiência de corte quando comparados com as brocas Dríva originais
- O revestimento cerâmico biocompatível¹ aumenta a dureza e a durabilidade

2 Compatíveis

- Os protocolos para osso tipo IV e osso tipo I são utilizados para a preparação de osteotomias
- A risca axial preta em brocas selecionadas indica a compatibilidade com drill stops

3 Práticas


- A estrutura robusta possibilita uma limpeza e esterilização simples
- A cor dourada fornece uma excelente visibilidade dos sulcos e das bandas que indicam a profundidade de perfuração



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Eficiência de corte melhorada

Original vs. Série Gold
(Broca Dríva de 2,3 mm¹)



¹Dados no ficheiro.

Informações para encomendas

Brocas Dríva da série Gold para implantes Trabecular Metal e TSV®

Diâmetro	Comprimento da broca	
	16 mm (C)	22 mm (C)
2,3 mm (D)	TSV23SG	TSV23G
2,8 mm (D)	TSV28SG	TSV28G
3,4 mm (D)	TSV34SG	TSV34G
3,8 mm (D)	TSV38SG	TSV38G
5,1 mm (D)	TSV51SG	TSV51G

Brocas escalonadas Dríva da série Gold para implantes Trabecular Metal e TSV

Diâmetro	Comprimento da broca	
	16 mm (C)	22 mm (C)
3,4/2,8 mm (D)	TSV34D28SG	TSV34D28G
3,8/3,4 mm (D)	TSV38D34SG	TSV38D34G
4,4/3,8 mm (D)	TSV44D38SG	TSV44D38G
5,1/4,4 mm (D)	TSV51D44SG	TSV51D44G
5,7/5,1 mm (D)	TSV57D51SG	TSV57D51G

Kits cirúrgicos Dríva da série Gold para implantes Trabecular Metal e TSV

Descrição	Item N.º
Conjunto de brocas da série Gold (apenas novas brocas TSV, sem tabuleiro)	TSVDRILLSG*
Kit cirúrgico Tapered Screw-Vent, Completo	TSVKITG
Kit inicial Tapered Screw-Vent (apenas 3,7 e 4,7 mm (D))	STRKITG
Tabuleiro cirúrgico e brocas Dríva da série Gold apenas para TSV	TSVTRAYDG

*Disponível por um período de tempo limitado, enquanto existir stock.

Módulo e brocas Dríva da série Gold para implantes Eztetic

Descrição	Item N.º
Módulo cirúrgico Eztetic, Dríva, série Gold	NPMODG
Broca Dríva da série Gold, 2,4 mm (D), 22 mm (C)	EZT24G
Broca escalonada Dríva da série Gold, 2,8/2,4 mm (D), 22 mm (C)	EZT28D24G

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Telefone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Alameda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui um parecer ou recomendação médicos. É proibida a distribuição a qualquer outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o exposto consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0874PT REV A 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

