

Nom du compte : _____
Code postal du praticien : _____
Labo/client : _____
Référence patient : _____


Adresse du client : _____
Adresse de livraison : _____
Téléphone : _____

Révision du modèle nécessaire ?

Oui Non


Dans l'affirmative, veuillez mentionner votre courriel ci-dessous : _____

Options de déplacement tissulaire




Pilier de cicatrisation - cercle noir **Marge** - ligne grise extérieure
L'option trois pourrait nécessiter une adaptation tissulaire et une assistance au placement.

Espacement du pilier définitif



■ Par défaut pour l'arcade postérieure : 2,0 mm
■ Par défaut pour l'arcade antérieure : 1,0 mm

Modèle de marge



Implant		Type de pilier	Placement de la marge (Veuillez sélectionner Supra ou Infra lors du choix des marges)				Modèle de marge			Déplacement tissulaire			Espacement du pilier définitif		
Dent n°	Type d'implant	Diamètre de la plateforme (mm)	Titane*	□ Appliquez les mêmes paramètres pour tous les piliers				Épaulement (par défaut)	Chanfrein	Biseau	Veuillez sélectionner 3 options de modèle.			Min	Max
				B/F	D	M	L				A3	B2	C1		
				<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra								
				<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage								
				<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra								
				<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage								
				<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra								
				<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage								
				<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra								
				<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage								
				<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra	<input type="checkbox"/> Supra <input type="checkbox"/> Infra								
				<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage	<input type="checkbox"/> Rinçage								

* Si le type de pilier n'est pas sélectionné, celui en titane est sélectionné par défaut.


Instructions particulières :

Les informations que vous fournissez seront exploitées par Zimmer Biomet ou ses filiales à des fins administratives et dans le cadre du processus, conformément à la législation en vigueur sur la protection des données. Zimmer Biomet ou ses filiales s'acquitteront de leurs obligations respectives dans le respect des dispositions applicables des législations nationales et européennes sur la protection des données, y compris, sans toutefois s'y limiter, les droits des clients que leur confère leur statut de personne concernée. Aucune information relative aux patients ne sera donnée sans base juridique valable. Toutes les informations des patients seront anonymisées conformément aux lois et exigences applicables. Veuillez consulter le site internet de Zimmer Biomet pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Zimmer Biomet ainsi que les coordonnées en cas de questions, inquiétudes ou plaintes quant à la politique ou à la collecte, l'utilisation, la divulgation, le transfert, le droit de regard ou l'exclusion de ces données personnelles.

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, par ses partenaires de commercialisation). Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. L'autorisation et la disponibilité des produits peuvent être limitées dans certains pays ou certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental. ZB0200FR REVA 06/17 ©2017 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

Piliers parallèles

Reliez les points bleus pour visualiser les piliers parallèles.



Restaurations plures

Reliez les points bleus pour visualiser les restaurations plures.

Attestation (en soumettant le présent bon de commande, vous atteste ce qui suit) :

- Les informations mentionnées sont correctes, les matériaux retournés sont authentiques et ne contiennent pas de métal.
- Tous les éléments qui ont été en contact avec l'environnement buccal ont été décontaminés.
- J'ai pris connaissance des instructions applicables (INST1079, INST1080, INST1120, INST1147, INST1156, INST1161) à ce produit.
- Il revient au dentiste (ou à son représentant) de décider si les tissus mous se sont régénérés et ont cicatrisé complètement.

Le présent bon de commande autorise ce qui suit :

- La fabrication de piliers spécifiques au patient
- Placement d'analogues
- Modification de gabarits incompatibles avec les directives applicables