

Profileurs d'os



1 Précision

Permettent la découpe précise de l'os pour obtenir la quantité parfaite de réduction osseuse

Créent un profil d'émergence précis et uniforme pour un bon ajustage des piliers de cicatrisation et d'autres composants prothétiques

2 Simplicité

Composant monobloc, élimine le recours à des tiges de guidage séparées

La conception de la connexion à verrouillage permet l'utilisation d'un seul profileur d'os à l'aide d'un contre-angle ou à l'utilisation manuelle; élimine le recours à plusieurs profileurs d'os

3 Conception Optimale

Conçus pour améliorer l'efficacité de coupe, contribuant à l'élimination rapide de l'os

La conception des profileurs d'os comme unités monoblocs facilite leur utilisation lors de la préparation du site chirurgical

On utilise les profileurs d'os pour faciliter l'élimination osseuse autour de la partie coronaire de l'implant, ce qui permet le bon ajustage des piliers de cicatrisation, des composants prothétiques, des transferts d'empreinte et des piliers définitifs. Ils sont particulièrement utiles pour la pose d'implant sous-crestal mais ils peuvent être aussi utilisés pour la pose crestale d'implants dans certains cas, si nécessaire.



Informations pour la commande

Profileurs d'os pour connexion Certain/Hex. Externe Systèmes d'implants*

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion certain	Connexion External hex
3,4 mm	3,8 mm	BPC3438	BPX3438
	5,0 mm	BPC3450	BPX3450
4,1 mm	5,0 mm	BPC4150	BPX4150
	6,0 mm	BPC4160	BPX4160
	7,5 mm	BPC4175	BPX4175
5,0 mm	5,5 mm	BPC5055	BPX5055
	6,0 mm	BPC5060	BPX5060
	7,5 mm	BPC5075	BPX5075
6 mm	6,8 mm	BPC6068	BPX6068
	7,5 mm	BPC6075	BPX6075

Remarque : pour les piliers de cicatrisation Certain et External Hex Encode

Profileurs d'os pour connexion Certain/Hex. Externe Piliers Low Profile*

Plate-forme prothétique	Certain - Piliers coniques Low Profile	External Hex - Piliers coniques Low Profile
3,4 mm	BPCLP34	BPXLP34
4,1 mm	BPCLP41	BPXLP41
5,0 mm	BPCLP50	BPXLP50

Profileurs d'os pour système d'implant Eztetic*

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion Eztetic
2,9 mm	3,7 mm	BPE2937
	4,5 mm	BPE2945

Profileurs d'os pour systèmes d'implant Tapered Screw-Vent® / Trabecular Metal†

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Connexion TSV/TM
3,5 mm	3,5 mm	BPT3535
	4,5 mm	BPT3545
	5,5 mm	BPT3555
4,5 mm	4,5 mm	BPT4545
	5,5 mm	BPT4555
5,7 mm	6,5 mm	BPT4565
	6,5 mm	BPT5765

Remarque : utilisable pour les piliers coniques

Profileurs d'os pour piliers de cicatrisation TSV BellaTek® Encode®

Plate-forme prothétique	Profil d'émergence	Piliers de cicatrisation TSV Encode	Connexion TSV/TM
3,5 mm	3,8 mm	TEHA3383	BPT3545
		TEHA3385	
		TEHA3387	
5,0 mm	5,0 mm	TEHA3503	BPT3555
		TEHA3505	
4,5 mm	5,0 mm	TEHA4503	BPT4555
		TEHA4505	
	5,6 mm	TEHA4563	BPT4565
		TEHA4565	
	6,0 mm	TEHA4567	BPT4565
		TEHA4603	
5,7 mm	6,8 mm	TEHA4605	
		TEHA5683	BPT5765
TEHA5685			

*Les profileurs d'os peuvent être utilisés avec une pièce à main à contre-angle ou manuellement. Pour une utilisation manuelle, veuillez commander l'adaptateur norme ISO 1797 pour clé à cliquet [réf. C9980].

†À utiliser avec Trabecular Metal™ et d'autres systèmes d'implants dentaires Zimmer Biomet avec la même connexion.

Contactez-nous au 1.800.363.1980 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: 1.561.776.6700
Fax: 1.561.776.1272

Zimmer Biomet Dental Canada
2323 Argentia Road
Mississauga, On, L5N 5N3, Canada
Tél.: 1.800.363.1980
Télécopie: 1.561.776.1272
CADentalCS@ZimmerBiomet.com

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée dans certains pays/certaines régions.

Ce document est destiné exclusivement aux cliniciens et n'inclut aucun avis ni recommandation médical(e). La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental.

ZB0567CAN_FR RÉV D 02/21 ©2021 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

