

# Tableau d'utilisation des forets Driva™ Gold

TM, TSV® et Eztetic®

Utiliser un marqueur effaçable à sec pour indiquer le nombre total de préparations d'ostéotomie réalisées à l'aide de chaque foret. Il est recommandé de remplacer les forets réutilisables après 15 utilisations. \*Les forets à usage unique doivent être mis au rebut après utilisation.



	0201G	TSV23G	EZT24G	EZT28D24G	TSV28G	TSV34D28G	TSV34G	TSV38D34G	TSV38G	TSV44D38G	TSV51G	TSV57D51G	TSV23SG	TSV28SG	TSV34D28SG	TSV34SG	TSV38D34SG	TSV38SG	TSV44D38SG	TSV51SG	TSV57D51SG					
	Foret pilote conique Ø 2,1/1,6 mm 8 mm - L 11,5 mm	Foret Ø 2,3 mm L 22 mm	Foret Ø 2,4 mm L 22 mm	Ø 2,8/2,4 mm Foret étagé L 22 mm	Foret Ø 2,8 mm L 22 mm	Ø 3,4/2,8 mm Foret étagé L 22 mm	Foret Ø 3,8 mm L 22 mm	Ø 3,8/3,4 mm Foret étagé L 22 mm	Foret Ø 3,8 mm L 22 mm	Ø 4,4/3,8 mm Foret étagé L 22 mm	Foret Ø 5,1 mm L 22 mm	Ø 5,7/5,1 mm Foret étagé L 22 mm	Foret Ø 2,3 mm L 16 mm	Foret Ø 2,8 mm L 16 mm	Ø 3,4/2,8 mm Foret étagé L 16 mm	Foret Ø 3,4 mm L 16 mm	Ø 3,8/3,4 mm Foret étagé L 16 mm	Foret Ø 3,8 mm L 16 mm	Ø 4,4/3,8 mm Foret étagé L 16 mm	Foret Ø 5,1 mm L 16 mm	Ø 5,7/5,1 mm Foret étagé L 16 mm					
Séquence de forage																										
Il est temps de commander de nouveaux forets	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

\*Les forets à usage unique doivent être mis au rebut après utilisation. Ce tableau est uniquement destiné à servir de référence. Le nombre d'utilisations par foret est variable et dépend de divers facteurs, notamment de la densité osseuse rencontrée, d'une bonne manipulation et d'un bon nettoyage. Se reporter au mode d'emploi des kits et instruments Biomet 3i (P-ZB-DINSTRP) disponible sur ifu.biomet3i.com pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et la stérilisation.

REMARQUE : les instruments chirurgicaux sont susceptibles d'être endommagés pour plusieurs raisons, entre autres : une utilisation prolongée, une utilisation abusive, une manipulation rude ou incorrecte, un nettoyage inadapté, etc. Veiller à ne pas compromettre les performances de l'instrument.