

Osteosynthese System

Qualität & Vertrauen – aus einer Hand



Das **Osteosynthese System** bietet eine kompakte Lösung für die temporäre Fixierung und Stabilisation von Knochentransplantaten, geeigneten resorbierbaren und nicht resorbierbaren Knochenersatzmaterialien sowie Membranen. Zwei farbcodierte Systeme in 1,5 mm D MIKRO (blau) und 2,0 mm D MINI (rot) ermöglichen eine einfache und schnelle Identifikation der Teile und vereinfachen deren Anpassung.

Dieses modulare Aufbewahrungssystem erlaubt eine individuelle Konfiguration, und das offene Design soll den optimalen Zugang bei der Reinigung und Sterilisation gewährleisten.

Fixierungsschrauben und Gitternetz bestehen aus Reintitan oder Titanlegierung. Sie sind biokompatibel, korrosionsbeständig und in der biologischen Umgebung nicht toxisch. Sie ermöglichen praktisch artefaktfreie Bildgebungsverfahren.



Einfach & sicher

Das **Osteosynthese System** besitzt eine leistungsfähige Haltefunktion für sicheren und stabilen Transfer zur Operationsstelle. Die Schrauben werden einfach aufgenommen und haben eine zuverlässige Verbindung zum Schraubendreher.

Optimal angeordnet

Die Schraubenkartuschen des **Osteosynthese Systems** sind mehr als einfache Aufbewahrungsbehälter. Die Kartuschen vereinfachen die Organisation und Sterilisation von Schrauben. Ein aufgedrucktes Vier-Zahlen-Identifikationssystem sorgt für Rückverfolgbarkeit.

Osteosynthese Set – Starter-Set Bestellinformationen




| Inhalt | Kit | Schraubendrehergriff | Schraubendrehereinsatz, kurz | Schraubendrehereinsatz, lang | Pilotbohrer, Mikro, 14 mm L | Pilot-Blockbohrer, Mikro |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Komplettes Starter-Set* | 69.01.10Z | | | | | |
| Komponenten | 69.01.11Z | 75.23.52Z | 75.23.23Z | 75.23.19Z | 69.01.09Z | 69.01.16Z |

* Schrauben sind nicht im Starter-Set enthalten



| 1,5 mm D MIKRO-System | System/Farbanzeige | Farbe Markierung | Abmessungen | Set & Einzelteil | Nur Einzelteil |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Kit | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z. | n. z. | 69.01.11Z | |
| Schraubendrehergriff | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z. | n. z. | 75.23.52Z | |
| Schraubendrehereinsatz, kurz | 1,5 Mikro, blau | blau | 17 mm L | 75.23.23Z | |
| Schraubendrehereinsatz, lang | 1,5 Mikro, blau | blau | 55 mm L | 75.23.19Z | |
| Pilotbohrer, Mikro, kurz, 9 mm L | 1,5 Mikro, blau | blau | 1,2 mm D/9 mm L | | 69.01.14Z |
| Pilotbohrer, Mikro, lang, 14 mm L | 1,5 Mikro, blau | blau | 1,2 mm D/14 mm L | 69.01.09Z | |
| Pilot-Blockbohrer, Mikro | 1,5 Mikro | grün | 1,6 mm D x 15 mm L | 69.01.16Z | |




| Fixierungsschrauben 1,5 mm D MIKRO-System | Kartusche (10 Schrauben) | System | Schrauben-farbe | Abmessungen Länge mm | Mikro 1,5 mm D, selbstbohrend | Mikro 1,5 mm D, selbstschneidend |
|---|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Schraube, selbstbohrend | 1 | 1,5 Mikro | grün | 3,5 | 68.85.83Z | --- |
| Schraube, selbstbohrend | 1 | 1,5 Mikro | grün | 4 | 68.85.84Z | --- |
| Schraube, selbstbohrend | 1 | 1,5 Mikro | grün | 5 | 68.85.85Z | --- |
| Schraube, selbstbohrend | 1 | 1,5 Mikro | grün | 7 | 68.85.87Z | --- |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 1,5 Mikro | silber | 9 | --- | 68.85.49Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 1,5 Mikro | silber | 11 | --- | 68.85.51Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 1,5 Mikro | silber | 13 | --- | 68.85.53Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 1,5 Mikro | silber | 15 | --- | 68.85.55Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 1,5 Mikro | silber | 17 | --- | 68.85.57Z |



| 2,0 mm MINI-System | System/Farbanzeige | Farbe Markierung | Abmessungen | Set & Einzelteil | Nur Einzelteil | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|
| Kit | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z. | n. z. | 69.01.11Z | | |
| Schraubendrehergriff | 1,5 Mikro & 2,0 Mini, blau & rot | n. z. | n. z. | 75.23.52Z | | |
| Schraubendrehereinsatz, kurz | 2,0 Mini, rot | rot | 17 mm L | | | 75.23.21Z |
| Schraubendrehereinsatz, lang | 2,0 Mini, rot | rot | 55 mm L | | | 75.23.22Z |
| Pilotbohrer, Mini, kurz | 2,0 Mini, rot | rot | 1,6 mm D/9 mm L | | | 69.01.15Z |
| Pilot-Blockbohrer, Mini | 2,0 Mini | gelb | 2,1 mm D x 15 mm L | | | 69.01.17Z |



| Fixierungsschrauben 2,0 mm MINI-System | Kartusche (10 Schrauben) | System/Farbanzeige | Schrauben-farbe | Abmessungen Länge mm | Mikro 2,0 mm D, selbstbohrend |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 4 | 68.94.00Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 5,5 | 68.94.01Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 7 | 68.94.02Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 9 | 68.94.03Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 11 | 68.94.04Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 13 | 68.94.05Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 15 | 68.94.06Z |
| Schraube, selbstschneidend | 1 | 2,0 Mini, rot | silber | 17 | 68.94.07Z |



| Zusätzliche Komponenten | Farbanzeige | Farbe Markierung | Abmessungen | Nur Einzelteil |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Titan-Gitternetz | blau & rot | n. z. | 42 x 32 mm; 0,1 mm dick | 68.86.95Z |
| Titan-Gitternetz | blau & rot | n. z. | 42 x 32 mm; 0,2 mm dick | 68.86.96Z |
| Schraube, Rettung | 1 Kartusche (10 Schrauben) | rot | 7 mm | 68.94.10Z |
| Schraube, Rettung | 1 Kartusche (10 Schrauben) | rot | 11 mm | 68.94.11Z |

Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen Sie uns unter www.zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzelfeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Marken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Das Osteosynthese System wird von Medicon e.G hergestellt. Zusätzliche Produktinformationen finden Sie auf den einzelnen Produktetiketten oder in der Gebrauchsanleitung. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit können auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Diese Unterlagen wurden nur für Zahnärzte erstellt und stellen keinen medizinischen Rat oder medizinische Empfehlungen dar. Dieses Material darf ohne ausdrückliches schriftliches Einverständnis von Zimmer Biomet Dental nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0204DE REV B 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

