


Übersicht über Dríva™ Bohrer der Gold-Serie

TM, TSV® und Eztetic®

Verwenden Sie einen Permanentstift, um die Gesamtanzahl der mit dem jeweiligen Bohrer durchgeführten Osteotomiepräparationen zu verfolgen. Es wird empfohlen, wiederverwendbare Bohrer nach 15 Anwendungen zu ersetzen.

*Einwegbohrer müssen nach jedem Eingriff entsorgt werden.



	0201G	TSV23G	EZT24G	EZT28D24G	TSV28G	TSV34D28G	TSV34G	TSV38D34G	TSV38G	TSV44D38G	TSV51G	TSV57D51G	TSV23SG	TSV28SG	TSV34D28SG	TSV34SG	TSV38D34SG	TSV38SG	TSV44D38SG	TSV51SG	TSV57D51SG					
	Ø 2,1/1,6 mm Konischer Pilotbohrer, 8 mm – 11,5 mm L	Ø 2,3 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 2,4 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 2,8/ 2,4 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 2,8 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 3,4/ 2,8 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 3,8 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 3,8/ 3,4 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 3,8 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 4,4/ 3,8 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 5,1 mm Bohrer, 22 mm L	Ø 5,7/ 5,1 mm Stufenbohrer, 22 mm L	Ø 2,3 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 2,8 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 3,4/ 2,8 mm Stufenbohrer, 16 mm L	Ø 3,4 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 3,8/ 3,4 mm Stufenbohrer, 16 mm L	Ø 3,8 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 4,4/ 3,8 mm Stufenbohrer, 16 mm L	Ø 5,1 mm Bohrer, 16 mm L	Ø 5,7/ 5,1 mm Stufenbohrer, 16 mm L					
Bohrse- quenz																										
Zeit zur Bestellung neuer Bohrer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*Einwegbohrer müssen nach jedem Eingriff entsorgt werden. Diese Übersicht dient nur als Kurzanleitung. Die Anzahl der möglichen Verwendungen je Bohrer variiert und hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter Knochendichte, korrekte Handhabung und Reinigung. Vollständige Informationen zur Reinigung und Sterilisation finden Sie in der Gebrauchsanweisung für Biomet 3i Sets und Instrumente (P-ZBDINSTRP) unter ifu.biomet3i.com.

HINWEIS: Chirurgische Instrumente können durch viele Ursachen beschädigt werden, unter anderem durch zu langen oder unsachgemäßen Gebrauch, nachlässigen Umgang, unzureichende Reinigung usw. Damit die vorgesehene Leistungsfähigkeit des Instruments gewahrt bleibt, muss es vorsichtig behandelt werden.

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Deutschland GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Grossmarktstrasse 7a
A-1230 Wien
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Kontaktieren Sie uns unter
zb.bestellung@zimmerbiomet.com
oder besuchen Sie uns unter
www.zimmerbiometdental.com

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche hier erwähnten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet; alle Produkte werden von einer oder mehreren der dentalen Tochtergesellschaften von Zimmer Biomet Holdings, Inc. hergestellt und von Zimmer Biomet Dental und seinen autorisierten Handelspartnern vertrieben und vermarktet. Weitere Produktinformationen finden Sie in der jeweiligen Produktkennzeichnung oder in der Gebrauchsanweisung. Die Freigabe und Verfügbarkeit von Produkten kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist nur für Ärzte gedacht und enthält keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet Dental kopiert oder nachgedruckt werden. ZB1097DE REV A 05/20 ©2020 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

