

Puntas portaimplantes universales de conexión interna

Con tecnología GemLock® para la conexión Certain®



1 Ajuste seguro

Las herramientas de colocación sin necesidad de contacto ofrecen un ajuste fiable y seguro

2 Eficacia consistente

Los rubíes sintéticos son muy resistentes y mejoran la longevidad de la punta portaimplantes y garantizan que las herramientas de colocación se mantengan consistentes para varios usos

3 Control superior

La tecnología GemLock encaja los componentes de forma interna para lograr una manipulación precisa



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Puntas portaimplantes universales de conexión interna

Con la tecnología GemLock para la conexión Certain

AJUSTE SEGURO

- Puntas portaimplantes para conexión interna que se conectan a contraángulos quirúrgicos para poder captar y transportar implantes, pilares de cicatrización y tornillos de cierre con la conexión Certain
- La posibilidad de transportar el implante desde el envase hasta el paciente sin riesgo de caída aumenta la eficacia, disminuye el tiempo del procedimiento en la consulta y minimiza las posibilidades de contaminación del implante

EFICACIA CONSISTENTE

- Los cojinetes del rubí sintético están accionados por un resorte y fijan el implante repetidas veces a la herramienta de colocación
- Los rubíes sintéticos muestran una resistencia extrema al desgaste y una baja fricción de separación, lo cual permite una mayor longevidad y eficacia de sus puntas portaimplantes

CONTROL SUPERIOR

- Colocación mejorada gracias a la respuesta táctil dinámica y a la transferencia sin necesidad de manipulación durante la cirugía implantológica, con lo cual se logra una experiencia más sencilla y más controlada
- Los componentes se encajan de forma interna, lo cual aumenta su precisión y los hace óptimos para su uso en espacios interdientales reducidos



Tecnología GemLock

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción
IIPDTUL	Punta portaimplantes universal de conexión interna (larga)
IIPDTUS	Punta portaimplantes universal de conexión interna (corta)

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite zimmerbiometdental.es

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y la comercialización, sus socios comercializadores autorizados). Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0570ES REVA 05/18 ©2018 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

