

Zimmer® Collagen Plug, Tape und Patch

Schützen. Heilen. Wiederherstellen.



RESORBIERBARE WUNDVERBÄNDE

1 Schützt das Wundbett

Gutes Haftvermögen. Deckt Wunden und wunde Stellen im Mundraum ab

2 Unterstützt die Wundheilung

Die poröse, resorbierbare Auflage unterstützt zartes, neues Gewebe

3 Stark porös Stark absorbierend

Das Zimmer Collagen Plug Wund-Schwämmchen kann bis zum 30-Fachen seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen

Resorbiert in weniger als 30 Tagen

Mehr als 90 % offene Poren

4 Vielseitig für die Anwendung in der täglichen Praxis

Drei praktische Formen für häufige orale Wunden und Verfahren



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

RESORBIERBARE KOLLAGENAUFLAGEN IN DREI PRAKTISCHEN FORMEN

Zimmer
Collagen Plug



10 mm x 20 mm
Art.- Nr. 0102Z

Zimmer
Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm dick
Art.- Nr. 0100Z

Zimmer
Collagen Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm dick
Art.- Nr. 0101Z

VIELSEITIGER WUNDSCHUTZ

- Konzipiert für die Resorption innerhalb kurzer Zeit
- Indiziert zur Behandlung von Wunden und wunden Stellen im Mundraum
 - Wunde Stellen durch Zahnprothesen
 - Nahtstellen
 - Operationswunden
 - Orale Ulcera (nicht infiziert oder viral)
 - Verbrennungen
 - Traumatische Wunden
 - Parodontale Operationswunden
 - Extraktionsstellen



1 Atraumatische Zahnextraktion.



2 Modifizierte Zimmer Collagen Plug Wund-Schwämmchen zum Schutz von Implantationsstellen.



3 Nahtstelle.



4 Eiförmiges Brückenglied formt Weichgewebe während der Heilung nach.

Kontaktieren Sie uns unter zb.bestellung@zimmerbiomet.com oder besuchen Sie www.zimmerbiometdental.de

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 28
D-80807 München
Tel: +49-(0)800-101-64-20
Fax: +49-(0)800-313-11-11

Zimmer Dental GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Breitwies 1
AT-5303 Thalgau
Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18

Biomet 3i Schweiz GmbH
Grüzefeldstrasse 41
CH-8404 Winterthur
Tel: +41-(0)800-24-66-38
Fax: +41-(0)800-24-66-39

Sämtliche hier enthaltenen Hinweise auf Zimmer Biomet Dental beziehen sich auf die zahnmedizinischen Niederlassungen von Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sofern nicht anders angegeben, sind alle hier genannten Handelsmarken Eigentum von Zimmer Biomet. Alle Produkte werden von Zimmer Biomet Dental (und im Falle des Vertriebs und der Vermarktung, seinen autorisierten Marketing-Partnern) hergestellt, vertrieben und vermarktet. Zimmer Collagen Plug, Tape und Patch werden von Collagen Matrix, Inc. hergestellt und von Biomet 3i, LLC vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten/Anwendungshinweisen zu entnehmen. Die Freigabe und Verfügbarkeit des Produkts ist möglicherweise auf bestimmte Länder/Regionen begrenzt. Dieses Material ist ausschließlich für Ärzte bestimmt und beinhaltet keinerlei medizinische Ratschläge oder Empfehlungen. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Zimmer Biomet nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZB0030DE REV A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Alle Rechte vorbehalten.

