

Pansements
Collagéniques Plug,
Tape et Patch Zimmer®

Protéger. Soigner. Réparer.



PANSEMENTS RÉSORBABLES

1 Protège le lit de la plaie

Couvre et adhère aux blessures et plaies buccales

2 Facilite la cicatrisation

La matrice poreuse et résorbable protège les nouveaux tissus fragiles

3 Porosité et absorption très élevées

Le pansement Collagénique Plug Zimmer retient jusqu'à 30x son poids en liquide

Résorption en moins de 30 jours

Plus de 90 % de pores ouverts

4 Adapté aux situations courantes

Trois formats adaptés pour les plaies et procédures orales communes



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

MATRICES DE COLLAGÈNE RÉSORBABLES

TROIS FORMATS ADAPTÉS

Pansement Collagénique Plug Zimmer



10 mm x 20 mm
Cat. No. 0102Z

Pansement Collagénique Tape Zimmer



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm d'épaisseur
Cat. No. 0100Z


Pansement Collagénique Patch Zimmer



2 cm x 4 cm, 3 mm d'épaisseur
Cat. No. 0101Z

PROTECTION POLYVALENTE DES PLAIES

- Conçus pour se résorber rapidement
- Indiqués dans le traitement des blessures et plaies buccales
 - Plaies dues à une prothèse
 - Sites suturés
 - Plaies chirurgicales
 - Ulcères buccaux (non infectés et non viraux)
 - Brûlures
 - Plaies traumatiques
 - Plaies de chirurgie parodontale
 - Sites d'extraction



1 Extraction dentaire atraumatique.

2 Le pansement Collagénique Plug Zimmer modifié protège le site de greffe.

3 Site suturé.

4 Contour arrondi respectant la cicatrisation des tissus mous.

Contactez-nous au +33(0)1- 45 12 35 35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Téléphone : +1-561-776-6700
Télécopie : +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel, BP 40237
94528 RUNGIS Cedex
France
Tél.: +33 1 45 12 35 35
Fax: +33 1 45 60 04 88

Toutes les références à Zimmer Biomet Dental contenues dans le présent document concernent les filiales de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales contenues dans le présent document sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués, distribués et vendus par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et du marketing, par les partenaires commerciaux autorisés). Les pansements collagéniques Plug, Tape et Patch Zimmer sont fabriqués par Collagen Matrix, Inc. et distribués par Biomet 3i, LLC. Pour plus d'informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou modes d'emploi des produits individuels. Les produits peuvent ne pas être autorisés ou disponibles dans tous les pays et régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet.

ZB0030FR REV. A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

