


Sistema Certain[®] Tapered Navigator[®] para cirurgia guiada

Montagem do kit




ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

Esquema da montagem do kit




Esquema da montagem do suporte de implante

39
SGTTRAY




Esquema da montagem do kit de broca



Kit para suportes de análogos de implantes

1
SGTLTRAY



Instrumentos do sistema Tapered Navigator

N.º do item	Descrição
1	SGLTRAY Tabuleiro laboratorial Tapered Navigator
2	MSGIAMS Suporte análogo Navigator Certain®, 3,4 mm (D) – Curto
3	MSGIAML Suporte análogo Navigator Certain, 3,4 mm (D) – Longo
4	SGIAM4S Suporte análogo Navigator Certain, 4,1 mm (D) – Curto
5	SGIAM4L Suporte análogo Navigator Certain, 4,1 mm (D) – Longo
6	SGIAM5S Suporte análogo Navigator Certain, 5 mm (D) – Curto
7	SGIAM5L Suporte análogo Navigator Certain, 5 mm (D) – Longo
8	SGTTAPT Tabuleiro para osso denso Tapered Navigator
9	MSGTT85S Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (C) – Curta
10	MSGTT10S Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (C) – Curta
11	MSGTT11S Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (C) – Curta
12	MSGTT13S Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (C) – Curta
13	MSGTT15S Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (C) – Curta
14	SGTT485S Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (C) – Curta
15	SGTT410S Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (C) – Curta
16	SGTT411S Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (C) – Curta
17	SGTT413S Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (C) – Curta
18	SGTT415S Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (C) – Curta
19	SGTT585S Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (C) – Curta
20	SGTT510S Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (C) – Curta
21	SGTT511S Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (C) – Curta
22	SGTT513S Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (C) – Curta
23	SGTT515S Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (C) – Curta
24	MSGTT85L Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (C) – Longa
25	MSGTT10L Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (C) – Longa
26	MSGTT11L Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (C) – Longa
27	MSGTT13L Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (C) – Longa
28	MSGTT15L Broca de osso denso Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (C) – Longa
29	SGTT485L Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (C) – Longa
30	SGTT410L Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (C) – Longa
31	SGTT411L Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (C) – Longa
32	SGTT413L Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (C) – Longa
33	SGTT415L Broca de osso denso Tapered Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (C) – Longa
34	SGTT585L Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (C) – Longa
35	SGTT510L Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (C) – Longa
36	SGTT511L Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (C) – Longa
37	SGTT513L Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (C) – Longa
38	SGTT515L Broca de osso denso Tapered Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (C) – Longa
39	SGTTRAY Tabuleiro cirúrgico Tapered Navigator
40	SGTTP4 Tapered Navigator Tissue Punch, 4,1 mm (D)
41	SGTTP5 Tapered Navigator Tissue Punch, 5 mm (D)
42	SGTCP4S Perfurador cortical Tapered Navigator, 4,1 mm (D) – Curto
43	SGTCP5S Perfurador cortical Tapered Navigator, 5 mm (D) – Curto
44	SGTCP4L Perfurador cortical Tapered Navigator, 4,1 mm (D) – Longo
45	SGTCP5L Perfurador cortical Tapered Navigator, 5 mm (D) – Longo
46	SGTD19A Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x A mm (C)
47	SGTD19B Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x B mm (C)
48	SGTD19C Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x C mm (C)
49	SGTD19D Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x D mm (C)
50	SGTD19E Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x E mm (C)
51	SGTD19F Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x F mm (C)
52	SGTD19G Broca helicoidal Tapered Navigator, 1,9 mm (D) x G mm (C)
53	MSGTCD5 Broca countersink Tapered Navigator, 3,4 mm (D) – Curta

N.º do item	Descrição
54	SGTCD4S Broca countersink Tapered Navigator, 4,1 mm (D) – Curta
55	SGTCD5S Broca countersink Tapered Navigator, 5 mm (D) – Curta
56	MSGTCDL Broca countersink Tapered Navigator, 3,4 mm (D) – Longa
57	SGTCD4L Broca countersink Tapered Navigator, 4,1 mm (D) – Longa
58	SGTCD5L Broca countersink Tapered Navigator, 5 mm (D) – Longa
59	MSGTD85S Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (C) – Curta
60	MSGTD10S Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (C) – Curta
61	MSGTD11S Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (C) – Curta
62	MSGTD13S Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (C) – Curta
63	MSGTD15S Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (C) – Curta
64	SGTD485S Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (C) – Curta
65	SGTD410S Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (C) – Curta
66	SGTD411S Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (C) – Curta
67	SGTD413S Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (C) – Curta
68	SGTD415S Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (C) – Curta
69	SGTD585S Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (C) – Curta
70	SGTD510S Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (C) – Curta
71	SGTD511S Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (C) – Curta
72	SGTD513S Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (C) – Curta
73	SGTD515S Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (C) – Curta
74	MSGTD85L Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (C) – Longa
75	MSGTD10L Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (C) – Longa
76	MSGTD11L Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (C) – Longa
77	MSGTD13L Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (C) – Longa
78	MSGTD15L Broca de moldagem Tapered Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (C) – Longa
79	SGTD485L Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (C) – Longa
80	SGTD410L Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (C) – Longa
81	SGTD411L Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (C) – Longa
82	SGTD413L Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (C) – Longa
83	SGTD415L Broca de moldagem Tapered Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (C) – Longa
84	SGTD585L Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (C) – Longa
85	SGTD510L Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (C) – Longa
86	SGTD511L Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (C) – Longa
87	SGTD513L Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (C) – Longa
88	SGTD515L Broca de moldagem Tapered Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (C) – Longa
89	MDR10 Conetor da peça de mão
90	PHD02N Chave hexagonal grande posterior estreita, 17 mm
91	RASH3N Ponta de chave hexagonal grande de ângulo reto estreita, 24 mm
92	RE100 Extensão de catraca, 6 mm (C)
93	RE200 Extensão de catraca, 15 mm (C)
94	SGTDPHT Cabo de posicionamento da broca helicoidal Tapered Navigator
95	SGTDPHR Cabo de posicionamento da broca de redução Tapered Navigator
96	CW100 Chave aberta
97	WR150 Chave de catraca
98	MSGIIMS Suporte de implante Navigator Certain, 3,4 mm (D) – Curto
99	MSGIIML Suporte de implante Navigator Certain, 3,4 mm (D) – Longo
100	SGIIM4S Suporte de implante Navigator Certain, 4,1 mm (D) – Curto
101	SGIIM4L Suporte de implante Navigator Certain, 4,1 mm (D) – Longo
102	SGIIM5S Suporte de implante Navigator Certain, 5 mm (D) – Curto
103	SGIIM5L Suporte de implante Navigator Certain, 5 mm (D) – Longo
104	IMMBP Perfilador ósseo manual Certain, 3,4 mm (D) x 4,1 mm (P)
105	IMBP4 Perfilador ósseo manual Certain, 4,1 mm (D) x 5 mm (P)
106	IMBP5 Perfilador ósseo manual Certain, 5 mm (D) x 6 mm (P)



Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site
zimmerbiometdental.pt

Zimmer Biomet Dental
Sede mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a médicos e não constitui uma recomendação ou parecer médico. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o exposto consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZBINST1129PT REV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

