

# Screw Fixation System

## Qualità e affidabilità – Tutto in uno



Il sistema **Screw Fixation System** fornisce una soluzione compatta per il fissaggio temporaneo e la stabilizzazione di innesti ossei, sostituti ossei riassorbibili e non riassorbibili e membrane per la cresta alveolare. I due sistemi con codice colore, MICRO 1,5 Ømm (blu) e MINI 2,0 Ømm (rosso), permettono una facile e rapida identificazione delle parti compatibili e agevola la loro combinazione.

Il sistema di conservazione modulare consente una configurazione personalizzata e il design aperto mira a garantire un accesso ottimale durante la pulizia e la sterilizzazione.

Le viti di fissaggio e la rete sono fabbricate in titanio puro o lega di titanio. Sono biocompatibili, a prova di corrosione e non tossiche in ambiente biologico. Consentono di riprendere immagini praticamente prive di artefatti.



### Semplice e sicuro

Il sistema **Screw Fixation System** è dotato di una presa potente per un trasferimento stabile e sicuro al sito chirurgico. Le viti sono facili da prelevare e si connettono al cacciavite in modo affidabile.

### Organizzazione perfetta

Le cartucce per viti del sistema **Screw Fixation System** sono più che semplici contenitori. Le cartucce semplificano l'organizzazione e la sterilizzazione delle viti. Un sistema di identificazione impresso con quattro dati garantisce la rintracciabilità.

# Screw Fixation Kit: Informazioni per ordinare Start-Up Kit




Sommario	Tray	Manico per cacciavite	Inserto per cacciavite corto	Inserto per cacciavite lungo	Fresa pilota Micro, L 14 mm	Fresa blocco pilota Micro
Start-Up Kit assemblato*	69.01.10Z					
Componenti	69.01.11Z	75.23.52Z	75.23.23Z	75.23.19Z	69.01.09Z	69.01.16Z

\*Nello Start-up kit non sono comprese viti



Sistema MICRO 1,5 Ømm	Indicazione sistema/colore	Marcatura colore	Misure	Kit e prodotti indipendenti	Solo prodotti indipendenti
Tray	Micro 1,5 mm e Mini 2,0; blu e rosso	n.d.	n.d.	69.01.11Z	
Manico per cacciavite	Micro 1,5 mm e Mini 2,0; blu e rosso	n.d.	n.d.	75.23.52Z	
Inserto per cacciavite corto	Micro 1,5 mm, blu	blu	L 17 mm	75.23.23Z	
Inserto per cacciavite lungo	Micro 1,5 mm, blu	blu	L 55 mm	75.23.19Z	
Fresa pilota Micro corta, L 9 mm	Micro 1,5 mm, blu	blu	1,2 Ømm/L 9 mm		69.01.14Z
Fresa pilota Micro lunga, L 14 mm	Micro 1,5 mm, blu	blu	1,2 Ømm/L 14 mm	69.01.09Z	
Fresa blocco pilota Micro	Micro 1,5	verde	1,6 Ømm/L 15 mm	69.01.16Z	




Viti di fissaggio Sistema MICRO 1,5 Ømm	Cartuccia (10 viti)	Sistema	Colore della vite	Lunghezza misure mm	Autoperforante Micro 1,5 Ømm	Autofilettante Micro 1,5 Ømm
Vite autoperforante	1	Micro 1,5	verde	3,5	68.85.83Z	---
Vite autoperforante	1	Micro 1,5	verde	4	68.85.84Z	---
Vite autoperforante	1	Micro 1,5	verde	5	68.85.85Z	---
Vite autoperforante	1	Micro 1,5	verde	7	68.85.87Z	---
Vite autofilettante	1	Micro 1,5	argento	9	---	68.85.49Z
Vite autofilettante	1	Micro 1,5	argento	11	---	68.85.51Z
Vite autofilettante	1	Micro 1,5	argento	13	---	68.85.53Z
Vite autofilettante	1	Micro 1,5	argento	15	---	68.85.55Z
Vite autofilettante	1	Micro 1,5	argento	17	---	68.85.57Z



Sistema MINI 2,0 mm	Indicazione sistema/colore	Marcatura colore	Misure	Kit e prodotti indipendenti	Solo prodotti indipendenti
Tray	Micro 1,5 mm e Mini 2,0; blu e rosso	n.d.	n.d.	69.01.11Z	
Manico per cacciavite	Micro 1,5 mm e Mini 2,0; blu e rosso	n.d.	n.d.	75.23.52Z	
Inserto per cacciavite corto	Mini 2,0 (rosso)	rosso	L 17 mm		75.23.21Z
Inserto per cacciavite lungo	Mini 2,0 (rosso)	rosso	L 55 mm		75.23.22Z
Fresa pilota Mini corta	Mini 2,0 (rosso)	rosso	1,6 Ømm/L 9 mm		69.01.15Z
Fresa blocco pilota Mini	Mini 2,0	giallo	2,1 Ømm/L 15 mm		69.01.17Z



Viti di fissaggio Sistema MINI 2,0 mm	Cartuccia (10 viti)	Indicazione sistema/colore	Colore della vite	Lunghezza misure mm	Autoperforante Micro 2,0 Ømm
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	4	68.94.00Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	5,5	68.94.01Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	7	68.94.02Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	9	68.94.03Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	11	68.94.04Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	13	68.94.05Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	15	68.94.06Z
Vite autofilettante	1	Mini 2,0 (rosso)	argento	17	68.94.07Z



Componenti aggiuntivi	Indicazione colore	Marcatura colore	Misure	Solo prodotti indipendenti	
Rete in titanio	blu e rosso	n.d.	42x32 mm; spessore 0,1 mm	68.86.95Z	
Rete in titanio	blu e rosso	n.d.	42x32 mm; spessore 0,2 mm	68.86.96Z	
Vite di salvataggio	1 cartuccia (10 viti)	rosso	rosa	7 mm	68.94.10Z
Vite di salvataggio	1 cartuccia (10 viti)	rosso	rosa	11 mm	68.94.11Z

Per informazioni: +39-0438-37681 o [zimmerbiometdental.it](http://zimmerbiometdental.it)

Zimmer Biomet Dental  
Sede centrale  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410  
Tel.: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl  
Viale Italia n. 205/D  
31015 Conegliano (TV)  
Tel.: +39-0438-37681  
Fax: +39-0438-553181  
[zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com](mailto:zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com)

Salvo diversa indicazione, come indicato nel presente documento, tutti i marchi sono di proprietà di Zimmer Biomet; e tutti i prodotti sono fabbricati da una o più filiali di Zimmer Biomet Holdings, Inc. e commercializzati e distribuiti da Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner di marketing autorizzati. Screw Fixation System è prodotto da Medicon e.G. Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare l'etichetta del prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla commercializzazione e la disponibilità dei prodotti potrebbero essere limitate in alcuni Paesi/regioni. Questo materiale è destinato esclusivamente a medici e non fornisce consigli o raccomandazioni di natura medica. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0204IT REV B 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

