

Kit de instrumentos para extracción de tornillos

Sistemas de implantes de conexión hexagonal externa y Certain®



Los instrumentos adecuados para un caso poco frecuente

1 Extraer y recuperar

Una solución de restauración diseñada para extraer los tornillos rotos en el caso improbable de fractura de los tornillos.

2 Precisión del diseño

Aumente las probabilidades de rescatar el tornillo fracturado con instrumentos diseñados y fabricados específicamente para los sistemas de implantes de conexión hexagonal externa y Certain.

3 Comodidad

Cada kit contiene todas las piezas necesarias para facilitar la extracción de tornillos, o bien se pueden comprar los instrumentos individualmente.

Tutor de guía de la fresa

Alinea la fresa inversa encima del tornillo roto en el interior del implante



Instrumento de extracción del tornillo

Captura y extrae el tornillo roto



Tornillo de encerado/pin guía

Comprueba las roscas internas del implante



Fresa inversa manual

Para desenroscar el tornillo roto desde las roscas internas, tanto de los implantes Certain como de los implantes de conexión hexagonal externa.



Información para realizar pedidos

ISRT10N: kit de componentes Certain

ISRT05N	ISRT06N	USRT07	IWSU30
Tutor de guía de la fresa Certain	Instrumento de extracción de tornillos Certain	Fresa inversa manual	Tornillo de encerado/pin guía de conexión hexagonal externa

SRT10N: kit de componentes de conexión hexagonal externa

SRT05N	SRT06N	USRT07	WSU30
Tutor de guía de la fresa de conexión hexagonal externa	Instrumento de extracción del tornillo de conexión hexagonal externa	Fresa inversa manual	Tornillo de encerado/pin guía de conexión hexagonal externa

Consulte ZBINST0021ES para conocer las pautas recomendadas y las instrucciones de uso.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite zimmerbiometdental.es

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Atención al cliente España: 900-800-303
Atención al cliente Portugal: 800-827-836
Fax para pedidos: 93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZB0617ES REV C 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

